

PHILIPS

AVENT

Handkolf

Eenvoudig afkolven, bewaren en voeden

Basisset



SCF430/13



Comfortabel kolven, waar je ook bent

Natural Motion-technologie voor sneller kolven

Geniet van het zachte comfort van de draagbare Philips AVENT-handkolf. Met Natural Motion-technologie, geïnspireerd op het zuigen van je baby voor sneller kolven. Je kunt het ritme en de zuigkracht eenvoudig aanpassen. Past op vrijwel alle tepels.

Gemakkelijk schoon te maken

- Eenvoudig schoon te maken en in elkaar te zetten

Comfortabel kolven

- Zorgt ervoor dat melk gemakkelijk vrijkomt voor of tussen voedingen
- Kolft zonder dat je naar voren leunt
- Kies je ritme, volg je melkafgifte

Draagbaar en handig

- Ideaal voor moeders die buitenshuis kolven

Eenvoudig, zacht en effectief

- Een zacht, adaptief siliconen kussen (één maat)
- Helpt je snel melk te kolven

Kenmerken

Natural Motion-technologie



Het innovatieve siliconen borstschild, geïnspireerd door de unieke zuigbeweging van je baby, stimuleert de tepel om de melkafgifte snel op gang te brengen. Voor comfortabel en effectief afkolven.

Past zich aan je tepels aan




Eén maat voor iedereen. Omdat mensen er zijn in allerlei soorten en maten, buigt het siliconen kussen licht mee en past het zich aan je unieke anatomie aan. De kolf past op 99,98% van alle tepelmaten* (tot 30 mm).

Draagbaar en eenvoudig in gebruik



De borstkolf is klein en licht, en dus gemakkelijk op te bergen en mee te nemen. Daardoor kun je buitenshuis eenvoudig en discreet kolven.

Snelle afgifte van melk



Een unieke, draagbare handkolf, ideaal voor moeders die hun melk rustig willen afkolven, buitenshuis of voordat ze borstvoeding gaan geven.

Regeling van zuigkracht en melkafgifte



Je kunt het kolfratme en de zuigkracht aanpassen aan je behoeften, comfort en melkafgifte.

Zit comfortabel



Ontspan en ga comfortabel zitten tijdens het kolven. Dankzij ons ontwerp kun je rechtop zitten en hoef je niet voorover te leunen.

Eenvoudig schoon te maken en in elkaar te zetten



Omdat er maar een paar onderdelen zijn, is onze nieuwe kolf eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken.

Specificaties

Materiaal

Borstkolf: BPA-vrij*

Flesvoeding: Polypropyleen, BPA-vrij*

Speen: Siliconen, BPA-vrij*

Functies

Niet langer vooroverleunen: Zitten in een comfortabele positie

Zacht, adaptief kussen: Zachte stimulatie

Draagbaar en licht: Handig voor onderweg

Inclusief

Wegwerpborstkompressen: 2 pcs

Kussenhoes: 1 pcs

Afkolfset met handvat: 1 pcs

Bewaarbekers en 1 adapter: 3 pcs

Speen vanaf 0 maanden: 1 pcs

