

# PHILIPS

## AVENT

Almofada extra  
tamanho grande

Para todos os tipos de  
extratores



SCF167/01



## Do tamanho certo, para o seu conforto

### Extrator de leite com funil mais largo

As almofadas para extrator possuem um funil mais largo, desenvolvido especialmente para mães com mamilos maiores. Elas podem ser usadas com os extratores de leite Pétala. Abaixo, veja as imagens e certifique-se de que você precisa de almofadas maiores para o extrator de leite.

#### Extração confortável

- Funil mais largo para encaixe confortável
- Compatível com todos os extratores de leite da Linha Pétala.

#### Verifique seu tamanho para conforto ideal

- Encaixe ideal: o mamilo se encaixa de modo confortável nas almofadas do funil
- Opção de tamanho grande: o mamilo toca nas laterais do funil

## Destques

### Almofadas tamanho grande para extrator

Para saber se você precisa de almofadas tamanho grande, verifique se o mamilo se encaixa de modo confortável no funil. Se o bico entrar encostar nas laterais do funil das almofadas, você deverá escolher o tamanho grande para garantir uma extração de leite mais confortável.

### Ajuste correto

Caso o mamilo se encaixe de modo confortável no funil das almofadas, significa que você está usando o tamanho correto das almofadas.

### Tamanho pequeno demais

Se o mamilo entrar em contato com as laterais do funil, você deverá escolher almofadas mais largas para garantir uma extração de leite mais confortável.

### Compatível com todos os extratores de leite da Linha Pétala.

As almofadas grandes são compatíveis com todos os extratores de leite da linha Pétala.

## Especificações

### Almofada

**Material:** Silicone, Livre de BPA

### País de origem

England

### Material

Livre de BPA

### O que está incluído

Almofadas grandes: 1 pcs

### Compatibilidade

Compatível com a linha Pétala

### Fácil de usar

Almofadas: Fácil de limpar, Próprio para lava-louças

### Funções

Almofadas confortáveis: Estímulo confortável

### Fases do desenvolvimento

Fase: Gravidez, 0 a 6 meses

### Peça de substituição

Próprio para os tipos de produtos: SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

