




Philips
Lampe infrarouge
InfraCare

650 W

Traitement sur la moitié du corps
124 cm de haut



HP3643

Contribue à soulager efficacement les douleurs

Chaleur infrarouge pénétrant en profondeur

Philips InfraCare vous aide à soulager efficacement les douleurs musculaires et articulaires. La chaleur de la lampe infrarouge de 650 W est très agréable et pénètre votre peau en profondeur, stimulant la circulation sanguine et aidant ainsi à soulager des zones de 60 x 40 cm (soit la moitié du corps).

Easy to use

- Angle rotatif réglable
- Atteint facilement le cou et les épaules

Effective pain relief

- Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

Half-body treatment

- Lampe halogène infrarouge de 650 W

Stimule la circulation sanguine

- Stimule la circulation sanguine

PHILIPS

Points forts

Lampe halogène infrarouge de 650 W



Philips InfraCare HP 3643 contribue à soulager efficacement les douleurs sur des zones d'environ 60 x 40 cm, telles que le dos entier, les deux épaules et le cou, ou encore les cuisses. InfraCare repose sur une technologie innovante de lampe halogène infrarouge. Les éléments optiques, le filtre et la lampe halogène puissante de 650 W ont été conçus pour fournir un soulagement sur la moitié du corps (60 x 40 cm) et une chaleur beaucoup plus agréable qu'une lampe classique, la chaleur étant mieux répartie sur la zone à soulager.

Angle rotatif réglable

Grâce à sa grande flexibilité, InfraCare HP3643 contribue à soulager les douleurs sur la moitié du corps ainsi que pour différentes positions (par exemple, allongé sur un lit ou un canapé). Réglable en hauteur, la lampe peut être placée de manière à offrir un traitement optimal de la zone, et ce, en la déplaçant verticalement ou horizontalement (gauche/droite 90 degrés) et en l'inclinant vers le haut ou vers le bas (45 degrés).

Atteint facilement le cou et les épaules


L'InfraCare HP3643 atteint facilement le cou et les épaules pour soulager les muscles douloureux de

façon optimale. La hauteur de la lampe peut être étendue de 60 cm à 120 cm, afin de permettre un positionnement idéal lorsque vous êtes allongé sur un lit ou assis sur une chaise.

Stimule la circulation sanguine

La chaleur et la lumière infrarouge pénètrent profondément dans la peau, stimulant la circulation sanguine et dilatant les vaisseaux sanguins. En outre, la lumière infrarouge accélère les processus métaboliques et l'élimination des déchets de l'organisme.

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante



La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.

Caractéristiques

Traitement sur la moitié du corps

- Zone de traitement: 60 x 40 cm
- Lampe halogène infrarouge: 650 W

Contribue à soulager efficacement les douleurs

- Chaleur pénétrante

Spécificités techniques

- Alimentation: 650 W
- Longueur du cordon: 300 m
- Isolation: Classe II (double isolation)
- Fréquence: 50-60 Hz
- Tension: 220-230 V, Taiwan 110 V
- Durée de vie des lampes: 500 heure(s)

Poids et dimensions

- Dimensions du produit: 29 x 124 x 29 cm
- Poids du produit: 7,2 kg
- Poids de l'unité de vente: 9,1 kg
- Qté sur europalette: 24 Pièce(s)
- Dimensions de l'unité de vente (= unité d'emballage): 34,5 x 60 x 39 cm
- Dimensions de l'unité de vente: 34,5 x 60 x 39 cm
- Poids de l'unité de vente (= unité d'emballage): 9,1 kg

Informations logistiques

- Code CTV: 884364301000
- Pays d'origine: Allemagne

Sécurité

- Certifié IEC: Conforme aux normes IEC 60601 et 60335
- Arrêt automatique après 15 minutes environ

Simplicité d'utilisation

- Différents réglages possibles: 0-40 degrés (vers l'arrière)
- 2 poignées: pour un transport et une installation faciles
- Bouton marche/arrêt
- Hauteur extensible: 62-127 cm
- Réglage aisé de la lampe (gauche/droite): 90
- Réglage aisé de la lampe (haut/bas): 45

Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

- Directive sur les dispositifs médicaux: 2007/47/CE, MDD 93/42/CEE



Date de publication
2024-10-09

Version: 9.2.1

EAN: 87 10103 32144 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com