

# PHILIPS

## AVENT

### Enkele elektrische borstkolf

Kolf waar en wanneer je wilt

Bevat zacht massagekussen

Natural-fles en -speen



SCF332/31



## Altijd en overal meer comfort en meer melk\* Enkele elektrische borstkolf met massagekussen

Ga lekker zitten zonder voorover te leunen terwijl ons zachte massagekussen je melktoevoer stimuleert. Dankzij de batterijen kun je onze stille borstkolf gebruiken waar en wanneer je maar wilt. De kolf is makkelijk in te stellen, te personaliseren, te gebruiken en schoon te maken.

#### **Stimuleert zacht de toeschietreflex en melkafgifte**

- Zacht massagekussen met massagepunten

#### **Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en schoonmaken**

- Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp
- Gesloten systeem, ontworpen voor hygiënisch afkolven
- Inclusief onze Natural-fles en -speen voor natuurlijk aanleggen

#### **Stille pomp voor discreet afkolven op elk moment**

- Ontworpen voor stil afkolven

#### **Klinisch bewezen minder vooroverbuigen\***

- Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

#### **Eén stimulatiestand en drie kolfinstellingen**

- Kies de instelling die effectief en aangenaam is voor jou

## Kenmerken

### Ontspannen houding



Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles of beker stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terecht komt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.

### Eenvoudige instellingen om uit te kiezen

Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze automatisch in de zachte stimulatiemodus om de melkafgifte op gang te brengen. Kies dan uit een van de 3 afkolvingsinstellingen om de melkafgifte voor jou aangenaam te laten verlopen.

### Zacht massagekussen



De satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Ons karakteristieke massagekussen imiteert het zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie van de melkafgifte.

### Er blijft geen melk in de slangen achter



Er blijft geen melk in de slangen achter.

### Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en schoonmaken



Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp. Eenvoudig melk afkolven voor je baby, waar je ook bent.

### Inclusief onze Natural-fles



De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

### Stille pomp

Ontworpen voor discreet afkolven.

## Specificaties

### Ontwerp

**Ontwerp borstkolf:** Compact ontwerp  
**Flesontwerp:** Ergonomische vormgeving, Brede hals

### Land van herkomst

Engeland

### Materiaal

**Flesvoeding:** BPA-vrij\*, Polypropyleen  
**Speen:** BPA-vrij\*, Siliconen  
**Borstkolf:** BPA-vrij\* (alleen onderdelen die met voedsel in aanraking komen)

### Inclusief

**Afsluitplaatje voor melkopslag:** 1 stk  
**Natural-fles van 125 ml:** 1 stk  
**Borstkolfbehuizing:** 1 stk  
**Basisunit incl. slang:** 1 stk  
**Reisdeksel:** 1 stk  
**Proefverpakkingen borstkompressen:** 1 set (2 stuks)  
**Normaal kussen (19,5 mm):** 1 stuk (een groter kussen is afzonderlijk verkrijgbaar)  
**Wegwerpborstkompressen:** 4 stk

### Gebruiksgemak

**Gebruik borstkolf:** Makkelijk schoon te maken, Volledig combineerbaar assortiment, Intuïtief in elkaar te zetten

### Functies

**Niet langer vooroverleunen:** Zitten in een comfortabele positie  
**Zacht massagekussen:** Zachte stimulatie  
**Instellingen:** 1 stimulatiemodus, 3 afkolvingsinstellingen

### Ontwikkelingsfases

**Stapje:** 0 - 6 maanden



\* Klinisch bewezen comfort: bij een onderzoek onder 110 moeders in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en Rusland in maart 2016 gaven moeders Philips Avent-producten een gemiddelde score van 8,6/10 voor comfort.

\* Meer melk: onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband kan zijn tussen stress en melkproductie. Zie: [www.philips.com/Avent](http://www.philips.com/Avent)

\* BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011