




Philips
Lampe infrarouge InfraPhil

150 W



HP3616

Soulage les douleurs musculaires

Chaleur infrarouge ciblée, pénétrant en profondeur

Chaleur de lampe infrarouge ciblée, pénétrant en profondeur

Easy to use

- Bouton marche/arrêt
- Angle réglable

Soulage les douleurs musculaires

- Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

Facile à ranger

- Range-cordon

PHILIPS

Caractéristiques

Stockage facile

- Range-cordon

Spécificités techniques

- Alimentation: 150 W
- Longueur du cordon: 180 m
- Tension: 220/230 V ou 240/250 V volt
- Isolation: Classe II (double isolation)
- Fréquence: 50 Hz
- Type de lampes: PAR 38E, 150 W + anneaux prismatiques pour une focalisation accrue
- Lifetime of lamp: 750 séances de 10 minutes

Poids et dimensions

- Dimensions du produit: 22,0 x 13,0 x 18,5 (H x l x P) cm
- Dimensions de l'unité d'emballage: 24,0 x 28,8 x 62,4 (H x l x P) cm
- Poids du produit: 1 kg
- Poids de l'unité de vente: 1 kg
- Poids de l'unité d'emballage: 6,4 kg
- Qté sur europalette: 192 Pièce(s)

- Nombre d'unités de vente par unité d'emballage: 6 Pièce(s)
- Dimensions de l'unité de vente: 22,5 x 14,0 x 20,4 (H x l x P) cm

Informations logistiques

- Code CTV: 884361601000
- Pays d'origine: Allemagne

Sécurité

- Certifié IEC: Conforme à la norme IEC 60335

Simplicité d'utilisation

- Différents réglages possibles: 0-40 degrés (vers l'arrière)
- Bouton marche/arrêt

Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

- Directive sur les dispositifs médicaux: 2007/47/CE, MDD 93/42/CEE

Points forts

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante



La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.

Angle réglable

La lampe infrarouge peut être positionnée facilement jusqu'à 40 degrés vers l'arrière.

Bouton marche/arrêt

Le bouton marche/arrêt à l'arrière de la lampe infrarouge évite de devoir le débrancher après chaque utilisation.

Range-cordon



Un dispositif est prévu à l'arrière de la lampe infrarouge pour le rangement du cordon. Enroulez simplement le cordon autour du support et rangez l'appareil en toute facilité.

