




Philips  
Lampe infrarouge  
InfraCare

**300 W**

Zone de traitement ciblée  
Minuteur numérique



HP3631

## Contribue à soulager efficacement les douleurs

### Chaleur infrarouge pénétrant en profondeur

Philips InfraCare vous aide à soulager efficacement les douleurs musculaires et articulaires. La chaleur de la lampe infrarouge de 300 W est très agréable et pénètre votre peau en profondeur, stimulant la circulation sanguine et aidant ainsi à soulager des zones de 40 x 30 cm.

#### Effective pain relief

- Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

**PHILIPS**

## Caractéristiques

### Facile à utiliser

- Différents réglages possibles: 0-40 degrés (vers l'arrière)
- Bouton marche/arrêt
- Poignées douces: pour un transport et une installation faciles

### Spécificités techniques

- Batterie: Alcaline LR-54, 1,5 V (durée de vie : 200 actions)

### Sécurité

- Certifié IEC: Conforme aux normes IEC 60601 et 60335

### Contribue à soulager efficacement les douleurs

- Chaleur pénétrante

### Traitement de zones

- Zone de traitement: 40 x 30 cm
- Lampe halogène infrarouge: 300 W

### Contrôle de traitement

- Minuteur numérique: avec informations vocales

### Spécificités techniques

- Alimentation: 300 W

- Longueur du cordon: 200 m
- Tension: 230 V
- Isolation: Classe II (double isolation)
- Fréquence: 50/60 Hz
- Durée de vie des lampes: 500 hr

### Poids et dimensions

- Dimensions du produit: 20 x 30,9 x 17,2 (l x H x P) cm
- Dimensions de l'unité d'emballage: 29 x 40,4 x 74,5 (l x H x P) cm
- Poids du produit: 1,4 kg
- Poids de l'unité de vente: 1,8 kg
- Poids de l'unité d'emballage: 5,4 kg
- Qté sur europalette: 60 pcs
- Nombre d'unités de vente par unité d'emballage: 3 pcs
- Dimensions de l'unité de vente: 28 x 38,6 x 24,5 (l x H x P) cm

### Informations logistiques

- Code CTV: 884363101000
- Pays d'origine: Allemagne

### Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

- Directive sur les dispositifs médicaux: 2007/47/CE, MDD 93/42/CEE

## Points forts

### Chaleur infrarouge profonde et pénétrante



La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.

