

PHILIPS

AVENT

Електричний паровий
стерилізатор

220–240 В

SCF274/34



Стерилізує 6 пляшечок за 8 хвилин

Швидкий та простий у використанні

Стерильність вмісту до 6 годин

Легкість у використанні

- Просто додайте води, завантажте та ввімкніть

Безпечне, просте використання

- Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 6 годин

Велика місткість

- Вміщає до шести пляшечок Philips Avent

Швидко

- Вміст стерильний і готовий до використання приблизно за 8 хвилин

Ефективна стерилізація

- Додатковий захист за допомогою стерилізації природною парою

Основні особливості

Вміщає до 6 пляшечок



Стерилізатор має витончену конструкцію, займає небагато місця на кухні, проте вміщає шість пляшечок Philips Avent або два молоковідсмоктувача Philips Avent. Два внутрішні кошики можна зчепити, щоб сформувати кошик для посудомийної машини, який суттєво спрощує попереднє миття невеликих предметів на кшталт пустушок і сосок.

Стерильний вміст упродовж 6 годин



Після завершення циклу стерилізації вміст в електричному стерилізаторі Philips Avent залишається стерильним упродовж 6 годин, якщо не відкривати кришку.

Стерильний вміст за 8 хвилин



За допомогою електричного стерилізатора Philips Avent ви зможете простерилізувати вміст усього за 8 хвилин.

Просто додайте води



Електричний стерилізатор Philips Avent дуже простий у використанні. Просто додайте води, завантажте в стерилізатор потрібний вміст і ввімкніть його.

Стерилізація за допомогою природної пари

Стерилізація – це основа захисту дитини від надзвичайно шкідливих бактерій у молоці, доки її імунна система достатньо не зміцніє. У стерилізаторі Philips Avent використовується медичний спосіб парової стерилізації, який швидкий, простий, ефективний та не передбачає використання хімічних речовин.

Специфікації

Країна виготовлення

England

Voltage: 220–240 V

Етап: 0–6 місяців

Вага та розміри

Dimensions: 313 (В), 235 (Ш), 235 (Д) mm

Weight: 1,575 kg

У комплекті:

Tongs: 1 pcs

