

PHILIPS

AVENT

Jednoduchá elektro
odsávačka mlieka

Univerzálna súprava

SCF302/13



Navrhnuté pre komfort

Elektrická odsávačka mlieka inšpirovaná prírodou

Jedinečná univerzálna elektrická odsávačka mlieka Philips Avent bez obsahu BPA je vybavená elektronickou pamäťou, ktorá vám zaručí dokonalú kontrolu – zapamätá si váš osobný štýl odsávania a pokračuje v ňom.

Výhody a vlastnosti:

- Učí sa a pokračuje vaším rytmom sania
- S izolovanou taškou a chlad. balíčkami

Pomôže vám kŕmiť dlhšie

- Viac mlieka, prirodzene

Stimulácia a odsávanie

- Jemný podtlak napodobňuje dojčenie dieťaťa pre získanie plynulého prúdu mlieka
- Jemné masážne výstelky spúšťajú prirodzené uvoľnenie, ako pri dieťati

Použite tri spôsoby

- Sieťové napájanie, batériou alebo ručne

Hlavné prvky

Na sieť, na batérie a ručne

Okrem sieťového napájania je pre celkovú flexibilitu možné túto jednoduchú elektronickú pumpu používať aj na energiu batérií a ako manuálnu pumpu.

Jemný ťah podtlaku

Jemný ťah podtlaku napodobňuje dojčenie dieťaťa kvôli vytvoreniu stabilného prúdu mlieka, ktorý vyžaduje menej pumpovania.

Učí sa a pokračuje vaším rytmom sania

Elektronická pamäť sa naučí po dotyku tlačidla, potom pokračuje vaším osobným rytmom odsávania.

Viac mlieka, prirodzene



Odsávanie umožňuje dostupnosť materského mlieka aj vtedy, keď tam nie ste

Jemné masážne výstelky



Patentované masážne výstelky odsávačky mlieka Philips Avent sa ohýbajú dnu a von, čím imitujú proces dojčenia dieťaťa a stimulujú rýchle a prirodzené uvoľnenie mlieka.

S izolovanou taškou a chlad. balíčkami



Všetko, čo potrebujete na uchovávanie zásob mlieka a vysávanie a uchovávanie materského mlieka pri odlúčení od dieťaťa.

Technické údaje

Napájanie

Napätie: 100 – 240 V

Krajina pôvodu

Anglicko

Čo je súčasťou balenia

Stojan na fľaše/kryt lievika: 1 ks

Nádobka na materské mlieko (125 ml/4 unce): 1 ks

Balenie batérií: 1 ks

Cestovné balenie cumlíkov pre novorodenca: 1 ks

Chladiaci balíček: 2 ks

Náhradné súčiastky: 1 ks

Diely manuálnej odsávačky pre prípad, že nie je k dispozícii napájanie: 1

Nádobka na materské mlieko (260 ml/9 uncí): 1 ks

Cestovné puzdro z mikrovlákná: 1 ks

Sieťový napájací kábel: 1 ks

Vývojové stupne

Fáza: 0 – 6 mesiacov

