

# PHILIPS

## AVENT

Elektronická odsávačka  
mlieka Comfort Single

Natural

Obsahuje 125 ml fľašu



SCF332/01



## Viac pohodlia, viac mlieka

### Odsávačka mlieka s masážnou vložkou

Keď ste v pohodlí a uvoľnená, mlieko sa vám uvoľňuje ľahšie. To je dôvod, prečo sme vytvorili najpohodnejšiu odsávačku mlieka v našej histórii: pohodlne sa usadíte, nemusíte sa nakláňať dopredu a nechajte našu mäkkú masážnu vložku, nech jemne stimuluje tok mlieka.

#### **Sedte pohodlnejšie bez potreby nakláňať sa dopredu**

- Pohodnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

#### **Jemne stimuluje spustenie a tok mlieka**

- Mäkká masážna vložka s pocitom tepla

#### **Ďalšie výhody**

- Intuitívne zloženie. Jednoduché vizuálne párovanie dielov
- Kompaktné vyhotovenie s nízkou hmotnosťou
- Kompatibilná s ostatnými výrobkami na kŕmenie Philips Avent
- Jednoduché čistenie vďaka malému počtu samostatných dielov
- Jednoduchá obsluha stlačením jedného tlačidla

#### **Vyberte si najpohodlnejšie nastavenie**

- S režimom jemnej stimulácie a 3 režimami odsávania

# Hlavné prvky

## Pohodnejšia poloha



Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko prirodzene tiecť oveľa ľahšie.

## Výber z jednoduchých nastavení

Po zapnutí odsávačka funguje automaticky v režime jemnej stimulácie, aby podporila spustenie mlieka. Potom si môžete vybrať jeden z 3 režimov odsávania, ktorý bude pre vás najprijemnejší a najúčinnnejší.

## Mäkká masážna vložka



Naša masážna vložka má novú zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu

toku mlieka. Vložka je navrhnutá tak, aby jemne napodobovala satie dieťaťa a pomohla tak stimulovať spustenie mlieka.

## Kompaktný dizajn

Odsávačka má kompaktný dizajn, vďaka čomu sa dobre drží a prikladá na prsník. Malú a ľahkú základnú jednotku je možné ľahko umiestniť na dosah ruky na dokonalé ovládanie odsávania. Na ľahšie odkladanie a pohodlie na cestách sa trubica dá jednoducho obtočiť okolo tela odsávačky. Vďaka batériám sa jednoducho používa aj počas cestovania.

## Jednoduché čistenie

Čistenie je jednoduché vďaka malému počtu samostatných dielov. Nedochádza ku kontaktu mlieka s odsávacou jednotkou ani telom odsávačky. Všetky diely, okrem elektronických súčastok, sú vhodné aj do umývačky riadu.

## Jednoduchá obsluha

Elektronická odsávačka mlieka na jeden prsník je ideálna pre mamičky, ktoré potrebujú často odsávať a ocenia pritom nenáročnú obsluhu pri odsávaní stlačením jedného tlačidla.

## Intuitívna montáž

Jednoduché vizuálne párovanie dielov umožňuje intuitívnu montáž.

## Plne kompatibilný sortiment

Túto odsávačku mlieka môžete používať v kombinácii s našimi výrobkami na kŕmenie v rade Philips Avent vrátane flášiek a nádobiek na uskladnenie mlieka Classic. Philips Avent obsahuje tiež rad príslušenstva na starostlivosť o bradavky, ktorý vám pomôže dojčiť dlhšie a zvýši vaše pohodlie.

# Technické údaje

## Odsávačka mlieka

**Materiál:** Neobsahuje BPA\*

## Dizajn

**Dizajn odsávačky mlieka:** Kompaktný dizajn

**Dizajn fľaše:** Ergonomický tvar, Široké hrdlo

## Krajina pôvodu

Anglicko

## Materiál

**Fľaša:** Polypropylén, Neobsahuje BPA\*

**Odsávačka mlieka:** Polypropylén, Neobsahuje BPA\*

**Cumlík:** Silikónový, Neobsahuje BPA\*

## Čo je súčasťou balenia

**Extra mäkký cumlík s priet. pre novor.:** 1 ks

**Vzorkové balenia absorpčných vložiek do podprsenky:** 2 (2 denné a 2 nočné vložky) ks

**Tesniace viečko na uskladnenie mlieka:** 1 ks

**Fľaša Natural 125 ml (4 oz):** 1 ks

**Vložka štandardnej veľkosti:** 1 ks

**Telo odsávačky:** 1 ks

**Základná jednotka s trubicou:** 1 ks

**Náhradná membrána:** 1 ks

## Jednoduché použitie

**Použitie odsávačky mlieka:** Intuitívna montáž,

Jednoduché čistenie, Plne kompatibilný

sortiment

## Funkcie

**Netreba sa nakláňať dopredu:** Sedenie v

pohodlnej polohe

**Mäkká masážna vložka:** Jemná stimulácia

**Nastavenie:** 3 nastavenia odsávania, 1 režim

stimulácie

## Vývojové stupne

**Fáza:** 0 – 6 mesiacov

