

# PHILIPS

InfraPhil  
Infrarotlampe

100 W

HP1511

 Product Picture

## Lindert Muskelschmerzen

Tief eindringende, fokussierte Wärme

Die Philips Infrarotlampe lindert auf einer Fläche von bis zu 20 cm x 30 cm Muskel- und Gelenkschmerzen. Ihre 100 Watt starke Wärme dringt tief in die Haut ein und regt die Blutzirkulation an.

# Daten

## Einfache Bedienung

Höhenverstellbar: 0 - 40 Grad (nach hinten)

## Technische Daten

Lebensdauer der Lampe: 750 Behandlungen à 10 Minuten

## Sicherheit

IEC-Zertifizierung: Entspricht IEC 60335

## Technische Daten

Leistung: 100 W

Stromspannung: 220/230 V

Kabellänge: 160 m

Frequenz: 50 Hz

Isolierung: Klasse II (doppelt isoliert)

Lampentyp: R95, 100 W

## Gewicht und Abmessungen

A-Box-Maße: 27,0 x 24,0 x 55,0 (H x B x T) cm

Produktgewicht: 0,5 kg

Produktabmessungen: 20,0 x 11,7 x 16,7 (H x B x T) cm

F-Box-Gewicht: 1 kg

Menge auf Euro-Palette: 252 pcs

Anzahl der F-Boxen in der A-Box: 6 pcs

A-Box-Gewicht: 3,1 kg

Produktmaße: 22,0 x 12,7 x 18,3 (H x B x T) cm

## Logistische Daten

Ursprungsland: Deutschland

CTV-Code: 886151101000

## Medizinisches Gerät

Richtlinie für Medizinprodukte (MDD):

2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

