



Philips
Infračervená lampa
InfraCare

300 W

Oblasť zónovej terapie
Digitálny časovač



HP3631

Efektívna úľava od bolesti

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Philips InfraCare poskytuje efektívnu úľavu od bolesti svalov a kĺbov. Teplo z 300 W infračervenej lampy je veľmi príjemné a prenikne hlboko do pokožky, podporí krvný obeh a prinesie úľavu v daných „zónach“ s veľkosťou 40 x 30 cm.

Efektívna úľava od bolesti

- Hlboko prenikajúce infračervené teplo

PHILIPS

Technické údaje

Technické špecifikácie

- Cord length: 200 m
- Voltage: 230 V
- Power: 300 W
- Frequency: 50/60 Hz

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu: 20 x 30,9 x 17,2 (ŠxVxH) cm
- Product weight: 1,4 kg

Jednoduché používanie

- Možnosť nastavenia: 0-40 stupňov (spätne)
- Prepínač zapnuté/vypnuté
- Rukoväť príjemná na dotyk: pre jednoduchú prepravu a umiestnenie

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery A boxu: 29 x 40,4 x 74,5 (ŠxVxH) cm
- Hmotnosť obalu: 1,8 kg
- No. of F-boxes in A-box: 3 pcs
- Hmotnosť kartónu: 5,4 kg
- Množstvo na europalette: 60 pcs
- Rozmery F boxu: 28 x 38,6 x 24,5 (ŠxVxH) cm

Technické špecifikácie

- Batéria: LR-54-alkalická, 1,5 V (životnosť 200 cyklov)

- Izolácia: Trieda II (dvojitá izolácia)
- Životnosť žiaroviek: 500 hodina(y)

Logistické údaje

- Krajina pôvodu: Nemecko

Bezpečnosť

- V súlade s certifikátom IEC: V súlade s certifikátmi IEC 60601 a 60335

Logistické údaje

- CTV kód: 884363101000

Lekársky prístroj

- Norma o zdravotníckych zariadeniach: 2007/47/ES, MDD 93/42/EHS

Efektívna úľava od bolesti

- Hlboko prenikajúce teplo: áno

Zónová terapia

- Oblasť ošetrovania: 40 x 30 cm
- Infračervená halogénová žiarivka: 300 W

Ovládanie liečby

- Digitálny časovač: so zvukovou odozvou

Hlavné prvky

Hlboko prenikajúce infračervené teplo



U infračerveného svetla sa preukázalo, že umožňuje efektívnu úľavu od bolesti, ktorú spôsobujú bolesti svalov a stuhnuté kĺby. Príjemné teplo, ktoré vytvára infračervené svetlo, preniká hlboko do pokožky, stimuluje cirkuláciu krvi a zahrieva vaše svaly. Po upokojení sa svaly automaticky uvoľnia a upokoja. Teplo zároveň zlepšuje pružnosť tkaniva, vďaka čomu znižuje stuhnutosť kĺbov a zvyšuje ich pohyblivosť.



Dátum vydania
2021-05-21

Verzia: 7.2.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com