

PHILIPS

Jednoduchá elektro
odsávačka mlieka

ISIS

Univerzálna súprava

SCF292/15



Navrhnuté pre komfort

Inšpirované prírodou

Naša unikátna odsávačka je navrhnutá s elektronickou pamäťou, ktorá vám dáva kontrolu učením sa a pokračovaním vo vašom osobnom štýle pumpovania.

Výhody a vlastnosti:

- Učí sa a pokračuje vašim rytmom sania
- S izolovanou taškou a chlad. balíčkami

Pomôže vám kŕmiť dlhšie

- Viac mlieka, prirodzene

Stimulácia a odsávanie

- Jemný podtlak napodobňuje dojčenie dieťaťa pre získanie plynulého prúdu mlieka
- Jemné masážne výstelky spúšťajú prirodzené uvoľnenie, ako pri dieťati

Použite tri spôsoby

- Sieťové napájanie, batériou alebo ručne

Hlavné prvky

Učí sa a pokračuje vašim rytmom sania

Elektronická pamäť sa naučí po dotyku tlačidla, potom pokračuje vašim osobným rytmom odsávania.

S izolovanou taškou a chlad. balíčkami



Všetko, čo potrebujete na uchovávanie zásob mlieka a vysávanie a uchovávanie materského mlieka pri odlúčení od dieťaťa.

Na sieť, na batérie a ručne

Okrem sieťového napájania je pre celkovú flexibilitu možné túto jednoduchú elektronickú pumpu používať aj na energiu batérií a ako manuálnu pumpu.

Jemné masážne výstelky



Patentované masážne výstelky odsávačky mlieka Philips Avent sa ohýbajú dnu a von, čím imitujú proces dojčenia dieťaťa a stimulujú rýchle a prirodzené uvoľnenie mlieka.

Jemný ťah podtlaku

Jemný ťah podtlaku napodobňuje dojčenie dieťaťa kvôli vytvoreniu stabilného prúdu mlieka, ktorý vyžaduje menej pumpovania.

Viac mlieka, prirodzene



Odsávanie umožňuje dostupnosť materského mlieka aj vtedy, keď tam nie ste

Technické údaje

Napájanie

Napätie: 100 – 240 V

Krajina pôvodu

Anglicko

Čo je súčasťou balenia

Nádobka na materské mlieko (125 ml/4 unce):
2 ks

Stojan na fľaše/kryt lievika: 1 ks

Extra mäkký cumlík s priet. pre novor.: 1 ks

Balenie batérií: 1 ks

Elektronická odsávačka mlieka ISIS iQ UNO:
1 ks

Chladiaci balíček: 2 ks

Náhradné súčiastky: 1 ks

Diely manuálnej odsávačky pre prípad, že nie je k dispozícii napájanie: 1

Sieťový napájací kábel: 1 ks

