

PHILIPS

AVENT

Elektronická chůva
DECT

Audio Monitors

Další podpora

Upozornění na teplotu

SCD525/00



Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem

Sledování zvuku a teploty

Díky naší elektronické chůvě Philips Avent SCD525/00 DECT budete svému dítěti nablízku, i když nejste ve stejné místnosti. Přepnutím na režim ECO můžete nyní být také šetrnější k životnímu prostředí, a to beze ztráty spojení.

Naprostá spolehlivost a pohodlí

- Vždy víte, že jste ve spojení
- Vynikající doba provozu
- Zůstaňte v dosahu a mluďte na dítě
- Dosah až 330 metrů*
- Sledujte teplotu v dětském pokoji
- Dokovací stanice pro nabíjení rodičovské jednotky
- Příjemné noční světlo a ukolébavky uklidní vaše ratolesti

Technologie DECT

- Jistota s křišťálově čistým zvukem
- Vyberte si nejvhodnější úroveň hlasitosti dle hluku okolí
- Úspora energie ECO max
- Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí
- 5 kontrolček LED ke zvuku signálu

Přednosti

Křišťálově čistý zvuk

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli.

Režim ECO max

Zapnutím režimu ECO se snižuje spotřeba energie při přenosu v dětském pokoji. V režimu ECO max se jednotka připojí pouze v případě, že dítě vydá nějaký zvuk.

Dosah 330

Dosah uvnitř až 50 metrů* Dosah venku až 330 metrů* * Provozní rozsah elektronické chůvy se liší v závislosti na okolí a rušivých faktorech.

Zpětný hovor

Někdy vaše dítě pouze potřebuje slyšet váš uklidňující hlas. Jedním stiskem jste pomocí této nezbytné funkce ve spojení s vaším dítětem odkudkoli z domácnosti

Snímač teploty

Snímač teploty s přizpůsobeným upozorněním umožňuje sledovat podmínky v dětském pokoji. Dítě ještě nemá tak dobrou regulaci tělesné teploty jako vy a i mírná změna teploty je může zneklidnit. Pokud se podmínky v dětském pokoji změní, přizpůsobený snímač vlhkosti vás okamžitě upozorní na digitálním displeji rodičovské jednotky.

Nulové rušení technologie DECT

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.

Vždy připojeno

Rodičovská jednotka elektronické chůvy Philips Avent vás upozorní, že je baterie vybitá, nebo že jste se dostali mimo dosah.

Nastavitelná citlivost zvuku

Umožňuje nastavit úroveň hlasitosti, takže uslyšíte každé zasmání, zamumlání a škytnutí

5 kontrolky LED

Kontrolky se aktivují a zobrazí úroveň zvuku v dětském pokoji, i když je rodičovská jednotka ztlumena.

Dokovací stanice

Dokovací stanice vám umožní pohodlně nabíjet rodičovskou jednotku.

Noční světlo a ukolébavky

Pomůže uspat vaše dítě díky uklidňující ukolébavce a hřejivému příjemnému svitu nočního světla.

Provozní doba 24 hodin

Malá dobíjecí rodičovská jednotka vám poskytne svobodu bezdrátového sledování po dobu až 24 hodin před dalším nabitím.

Specifikace

Tuner/přijem/vysílání

Automatická volba kanálů
Frekvenční pásmo: DECT

Pohodlí

Upozornění vybitého akumulátoru
Automatické upozornění při překročení dosahu
Kontrolky nabíjení baterií
Ovládání citlivosti
Ovládání hlasitosti
Kontrolky úrovně zvuku

Spotřeba

Provozní doba při napájení baterií: 18 hodin
Napájení: 220–240 V
Napájení: 120 V (USA)
Doba nabíjení: 10 hodin

Technické údaje

Rozsah provozní teploty: 10 - 40 °C
Rozsah teploty při uskladnění: 10 - 40 °C

Funkce

Kontrolka reagující na zvuk: 5x
Indikace spojení a dosahu
Dosah venku až: 330 metrů
Snímač teploty
Upozornění vybitého akumulátoru
Nabíjecí stanice
Uklidňující noční světlo
Technologie DECT
ECO max
Dosah uvnitř až: 50 metrů
Displej LCD
Režim Smart ECO
Uklidňující ukolébavky
Ovládání citlivosti zvuku
Funkce oboustranné komunikace
Ovládání hlasitosti

Logistické údaje

Rozměry balení F (Š x V x H): 220 x 156 x 94 mm

Stupně vývoje

Fáze: Těhotenství, 0–6 měsíců

