

PHILIPS

AVENT

Odsávejte, skladujte, krmte
a pečujte, vše v jednom

Odsávejte, skladujte, krmte a
pečujte

Obsahuje měkkou masážní
vložku

2 lahve a 10 úložných pohárků

Chrániče bradavek a krém

SCD292/01



Více pohodlí, více mléka* Odsávání, uchovávání, krmení a péče

Sada elektrické odsávačky mléka vše v jednom

Sada Breastfeeding Starter je ideální volbou pro maminky, které chtějí odsávat své mléko. Obsahuje vše potřebné k odsávání a uchovávání mléka a krmení vašeho miminka. Zahrnuje také speciální výrobky, které vám pomohou při péči o prsa a bradavky.

Odsávání

- Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání
- Nabízí jemný stimulační režim a 3 nastavení odsávání
- Měkká masážní vložka pro hřejivý pocit

Krmení

- Unikátní okvětní lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení
- Přirozené přísátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Skladování

- Pro použití v ledničce nebo mrazničce
- Snadné odsávání do nádoby na skladování mléka

Péče

- Ochrana bolestivých bradavek během kojení
- Hedvábně měkký pocit

Přednosti

Pohodlnější poloha



Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí přímo z prsu do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání přirozeně napomáhá snadnému toku mléka.

Možnost výběru z jednoduchých nastavení



Po zapnutí začne odsávačka automaticky jemně stimulovat, aby se mléko uvolnilo. Poté lze vybrat ze 3 nastavení odsávání, aby vám rychlost odsávání co nejvíce vyhovovala.

Měkká masážní vložka




Masážní vložka má novou, sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka je navržena tak, aby jemně napodobila sání dítěte a pomáhala při stimulaci toku mléka.

Přirozené přísátí



Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přísátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.

Jedinečný tvar okvětních lístků



Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.

Pro použití v lednici nebo mrazničce

Pohárky Philips Avent lze skladovat v lednici nebo mrazničce a mýt v myčce

Snadné odsávání do nádoby

Díky adaptéru pro nádobku na skladování mléka můžete mléko snadno odsávat do nádoby na skladování mléka. Bez rizika vytékání či rozlití vašeho cenného mateřského mléka.

Ochrana bolestivých bradavek během kojení

Poznámka: Chrániče bradavek Philips Avent jsou navrženy pouze pro bolestivé nebo prasklé bradavky a měly by se používat po poradě se zdravotníkem.

Hedvábně měkký pocit



Hedvábně měkká horní vrstva a prodyšné, přirozené materiály. Dermatologicky testováno.

Specifikace

Design

Design odsávačky mateřského mléka:

Kompaktní provedení

Tvar lahve: Široké hrdlo, Ergonomický tvar

Země původu

Anglie

Materiál

Odsávačka mateřského mléka: Bez BPA*, Polypropylen

Lahev: Polypropylen, Bez BPA*

Dudlík: Silikon, Bez BPA*

Absorpční vložky: Dermatologicky testováno, Hedvábně měkká svrchní vrstva, Přirozený prodyšný materiál

Pohárky na skladování: Bez polypropylenu a BPA*

Co je součástí

Víčko pohárku na skladování mléka: 10 ks

Těsnicí víčko pro uchovávání mléka: 1 ks

Adaptér na pohárky na skladování mléka: 2 ks

Lahev Natural 125 ml: 1 ks

Mimořádně měkký dudlík s průtokem pro novorozence: 1 ks

Lahev Natural pro přirozené krmení 260 ml:

1 ks

Mimořádně měkký, s pomalým průtokem: 1 ks

Tělo odsávačky: 1 ks

Standardní velikost masážní vložky: 1 ks

Základní jednotka včetně hadičky: 1 ks

Úložné pohárky na mléko (180 ml): 10 ks

Cestovní pouzdro: 1 ks

Balení vzorků prsních vložek: 1 balení (2 ks)

Standard Nipple Protector: 2 ks

Spona na podprsenku: 1 ks

Moisturizing Nipple Cream: 15 ml

Snadné použití

Použití odsávačky: Snadné čištění, Plně kompatibilní řada, Intuitivní sestavení

Funkce

Žádné předklánění: Sezení v pohodlné poloze

Měkká masážní vložka: Jemná stimulace

Nastavení: 1 stimulační režim, 3 různá nastavení

Péče při kojení: Den, Noc

Stupně vývoje

Fáze: Těhotenství, 0–6 měsíců

