

**PHILIPS**


**AVENT**

Elektrische  
stoomsterilisator

Express

220 - 240 V

SCF274/26



## Steriliseert 6 flessen in 8 minuten

Snel en eenvoudig in gebruik

Snel en eenvoudig in gebruik

### **Bescherm uw baby**

- Effectieve sterilisatie
- Blijft steriel voor maximaal 6 uur

### **Voordelen**

- Snel en eenvoudig in gebruik
- Grote capaciteit

# Kenmerken

## Effectieve sterilisatie

Het is aangetoond dat stoomsterilisatie de meest effectieve manier is om je baby te beschermen tegen schadelijke bacteriën. De intensieve stoom is vergelijkbaar met de methode die in ziekenhuizen wordt gebruikt en doodt schadelijke bacteriën.

## Snel en eenvoudig in gebruik

Voeg water toe, plaats onderdelen in de sterilisator, inschakelen en de inhoud is klaar voor gebruik na circa 8 minuten.

## Grote capaciteit

Het rekje is groot genoeg voor 6 Avent-voedingsflessen of twee Philips Avent-borstkolven plus accessoires.

## Blijft steriel voor maximaal 6 uur

Ongeopend blijft de inhoud na sterilisatie voor maximaal 6 uur steriel.

# Specificaties

## Vermogen

Voltage: 220 - 240 V

## Land van herkomst

England

## Ontwikkelingsfasen

Stapje: 0 - 6 maanden

## Gewicht en afmetingen

Dimensions: 313 (h), 235 (b), 235 (l) mm

Weight: 1,575 kg

## Inclusief

Extra zachte speen, langzame toevoer: 2 pcs

## Inclusief

Tongs: 1 pcs

Airflex-zuigfles (260 ml): 2 pcs

## Inclusief

Measuring jug: 1 pcs

Express elektrische stoomsterilisator: 1 pcs

