

PHILIPS

AVENT

Manuální odsávačka se 3 pohárky

Snadné použití na cestách

Odsávačka s měkkou masážní vložkou

Obsahuje 3 úložné pohárky

Dudlík s jemným novorozeneckým průtokem

SCF330/13



Více pohodlí, více mléka, snadné použití na cestách*

Manuální odsávačka mateřského mléka s masážní vložkou

Sedte pohodlně bez předklánění díky měkké masážní vložce, která jemně stimuluje tok mléka. Manuální odsávačka mateřského mléka Avent má jen několik dílů, takže se snadno sestavuje, používá i čistí. Díky její lehké a kompaktní konstrukci je odsávání na cestách jednoduché.

Sedte pohodlněji bez předklonu

- Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

Jemně stimuluje spuštění a tok mléka

- Měkká masážní vložka pro hřejivý pocit

Další výhody

- Intuitivní sestavení. Snadné vizuální sestavení odpovídajících součástí.
- Snadné čištění díky malému počtu samostatných součástí
- Snadná manipulace
- Kompatibilní s dalšími výrobky na krmení od společnosti Philips Avent

Odsávání, uchování a krmení v jednom

- Obsahuje 3 všestranné úložné pohárky

Snadné použití, uchování a přeprava

- Kompaktní lehký design

Přednosti

Pohodlnější poloha



Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí přímo z prsu do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání přirozeně napomáhá snadnému toku mléka.

Měkká masážní vložka



Masážní vložka má novou, sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka je navržena tak, aby jemně napodobila sání dítěte a pomáhala při stimulaci toku mléka.

Odsávání, uchování a krmení v jednom



Pomocí stejného pohárku můžete mateřské mléko odsávat, skladovat a krmit jím své dítě. Ideální pro skladování v chladničce nebo mrazničce

Kompaktní provedení



Odsávačka mateřského mléka má kompaktní design, můžete ji snadno nastavit do požadované polohy. Je opatřena rukojetí ergonomického tvaru, která zajišťuje pohodlné držení a plnou kontrolu nad odsáváním mléka. Malá velikost a nízká hmotnost odsávačky znamená, že ji lze snadno skladovat a přepravovat. Odsávání na cestách je ještě více nenápadné.

Intuitivní sestavení



Snadné vizuální sestavení odpovídajících součástí umožňuje intuitivní sestavení.

Plně kompatibilní řada



Tuto odsávačku lze používat spolu s dalšími výrobky řady Philips Avent, například s našimi lahvemi a zásobníky na uchování mléka. Řada Philips Avent nabízí také celou řadu příslušenství pro péči o prsy, které vám pomůže kojit déle a rovněž zvýší vaše pohodlí.

Snadné čištění

Čištění je snadné díky malému počtu samostatných součástí. Všechny součásti lze mýt v myčce nádobí.

Snadná manipulace

Manuální odsávačka mateřského mléka je ideální pro příležitostné odsávání mateřského mléka a navíc je velmi kompaktní. Lze ji snadno obsluhovat jednou rukou.

Specifikace

Design

Tvar lahve: Ergonomický tvar, Široké hrdlo
Design odsávačky mateřského mléka:
Kompaktní provedení

Materiál

Dudlík: Bez BPA*, Silikon
Úložný pohárek na mléko: Bez BPA*, Polypropylen
Odsávačka mateřského mléka: Bez BPA* (platí pouze pro části, které přicházejí do styku se stravou)

Co je součástí

Dudlík s jemným novorozeneckým průtokem: 1 ks
Tělo odsávačky s rukojetí: 1 ks
Adaptér na pohárky na skladování mléka: 1 ks
Standardní velikost masážní vložky: 1 ks
Balení vzorků prsních vložek: 1 balení (2 ks)
Úložné pohárky: 3 ks

Snadné použití

Použití odsávačky: Intuitivní sestavení, Snadné čištění, Plně kompatibilní řada

Funkce

Žádné předklánění: Sezení v pohodlné poloze
Měkká masážní vložka: Jemná stimulace
Obsahuje úložné pohárky na mléko: Odsávání, uchování a krmení v jednom

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců

