

# PHILIPS


## AVENT

### Niplette™

Рішення нехірургічної корекції

Для плоских або втягнутих сосків

1 коректор Niplette та 2 вкладиші

 Product Picture

SCF152/01



## Просте, ефективне рішення для втягнутих сосків

### Клінічно підтверджені результати\*

Niplette™ допомагає мамам із плоскими або втягнутими сосками годувати грудьми. Цей унікальний та революційний засіб забезпечує просте нехірургічне рішення на тривалий час. Усього за кілька тижнів безперервного носіння сосок вирівнюється та залишатиметься прямим.

#### Легко і комфортно

- Додаткова інформація
- Рішення для плоских або втягнутих сосків
- Проста процедура

#### Нехірургічне рішення – лагідне всмоктування

- Клінічно підтверджені результати

#### Просто і непомітно – підходить для сосків будь-якого розміру

- Ідеально використовувати до або протягом перших 6 місяців вагітності

# Основні особливості

## Для плоских або втягнутих сосків

Втягнуті соски, які спостерігаються у 10% жінок, спричиняють психологічний стрес та ускладнюють грудне вигодовування для матері й дитини. Під час смоктання дитина має витягувати сосок. Якщо цього не відбувається, може допомогти просте, комфортне рішення – Nipplette™. Воно забезпечує комфортне грудне вигодовування для жінок із плоскими або втягнутими сосками без хірургічного втручання\*. Це прозора форма для сосків з ущільнюючим диском, під'єднаним до клапана та пізда для помпи.

## Рекомендоване застосування

Найкраще користуватися Nipplette до вагітності та носити протягом 8 годин на день чи вночі\*. Якщо груди не надто чутливі, коректор можна також використовувати протягом перших шести місяців вагітності для забезпечення постійної корекції або після народження дитини протягом кількох хвилин перед кожним годуванням. Коректор Nipplette витягуватиме соски, забезпечуючи легке захоплення і сприяючи встановленню грудного вигодовування протягом перших кількох днів. Постійна косметична корекція можлива після грудного вигодовування. У такому разі Nipplette можна використовувати час від часу.

## Легке всмоктування

Однією рукою тримайте чашечку на ареолі соска і втягуйте повітря за допомогою 5-мл помпи для витягування соска. Користувач може керувати всмоктуванням і може тягнути сосок так, як йому зручно. Вийнявши сосок та обережно від'єднавши помпу від клапана, користувач може продовжувати непомітно носити Nipplette в бюстгальтері у повсякденному житті. Перше використання максимально заохочується\*.

## Клінічно підтвержені успішні результати

Клінічні тестування\* Nipplette підтвердили довготривалу корекцію плоских або втягнутих сосків, які з'явилися в період статевого дозрівання чи у зв'язку з операцією для зменшення грудей. За відсутності операції на грудях вагітні жінки, які планують грудне вигодовування, успішно перейшли до нього. Зазвичай довготривала корекція досягається між першим та третім місяцями постійного застосування.

## Додаткова інформація

Nipplette не працюватиме, коли молоко повністю прибуде. Проте, до цього часу дитина має звикнути до захоплення соска.

# Специфікації

## Легко чистити

Мити в теплій воді з миючим засобом

## Конструкція

Непомітний дизайн

## Матеріал

Вкладиші в бюстгальтер: Дерматологічно протестовано

Коректор форми сосків Nipplette: Поліпропілен

## У комплекті:

Одноразові вкладиші в бюстгальтер: 2 шт.

Nipplette: 1 шт.

## Простота використання

Легко приховати під одягом: Натискайте на помпу для нейтралізації вакууму

## Функції

Рішення для плоских сосків: Застосування легкого всмоктування

## Етапи розвитку

Етап: До вагітності, 0–6 місяців, Фаза початку грудного вигодовування

