

Philips Philips Avent
Rintapumpun silikonikuppi

Rintapumput

CP9914/01



Luo tarvittavan tyhjiön pumppaamiseen

Tarkista yhteensopivuus alta

Tämä silikonikuppi luo tarvittavan tyhjiön rintamaidon pumppaamiseen. Käytettäväksi sähkökäyttöisten rintapumppujen kanssa.

Helppokäyttöiset Philips-varaosat

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

PHILIPS

Tekniset tiedot

Kohokohdat

Vaihdeettava osa

- Sopii malleihin: SCD292/31 SCD395/21, SCF332/01 SCF332/11 SCF332/31 SCF332/33 SCF332/61 SCF332/62, SCF334/02 SCF334/03 SCF334/04 SCF334/12 SCF334/14, SCF334/31

SCF334/61 SCF391/11 SCF391/71 SCF392/11, SCF393/11 SCF393/61 SCF393/82 SCF394/11 SCF394/52 SCF394/61, SCF395/11 SCF395/31 SCF395/91, SCF396/11 SCF396/31, SCF397/11 SCF398/11 SCF398/31

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteen helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.



Julkaisupäivä 2023-11-15

Versio: 5.5.1

EAN: 87 10103 74645 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com