

# PHILIPS

## AVENT

### Handmilchpumpen-Set mit Sterilisator

Zum Abpumpen, Füttern und Sterilisieren

Inklusive 3-in-1-Sterilisator

Komfort-Handmilchpumpe

Flaschen, Bürste und Schnuller

SCD293/00



## Mehr Komfort, mehr Milch\* Abpumpen, Füttern und Sterilisieren Handmilchpumpen-Set mit Sterilisator

Das Still-Set ist ideal für Mütter, die sich ein Komplettpaket wünschen. Angefangen beim Abpumpen bis hin zum Füttern und Reinigen. Es enthält viele verschiedene Zubehörteile: eine Handmilchpumpe, einen Sterilisator, Schnuller und Flaschen.

### Füttern

- Inklusive Natural-Flasche und -Sauger für naturnahes Trinken

### 3-in-1-Sterilisator

- Anpassbare Größe
- Natürliche Dampfsterilisation tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab.
- Für breit- und schmalhalsige Flaschen geeignet

### Abpumpen – Handmilchpumpe

- Entspannende Position, dank einzigartigem Design
- Weiches Massagekissen zur sanften Stimulation des Milchflusses
- Kompaktes, leichtes Design
- Wenige Einzelteile und intuitives Design

# Besonderheiten

## Entspannende Position



Die Milchpumpe ist in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Dies bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt zu einem erleichterten Milchfluss bei.

## Weiches Massagekissen



Unser Massagekissen besteht aus einem samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das Komfortkissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.

## Einfach für unterwegs



Die Milchpumpe ist klein und leicht, ist einfach aufzubewahren und zu transportieren und sorgt damit für diskreteres Abpumpen unterwegs.

## Einfaches Einrichten, Abpumpen und Reinigen



Wenige Einzelteile und intuitives Design. Pumpen Sie jederzeit ganz einfach Milch für Ihr Baby ab.

## Inklusive Natural-Flasche



Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

## 3-in-1-Sterilisator



Dank seiner anpassbaren Größe passen die Artikel, die Sie sterilisieren möchten, perfekt in diesen 3-in-1-Sterilisator. Außerdem nimmt er dadurch nur wenig Platz in der Küche ein. Die 3-in-1-Funktion bietet Ihnen: 1) Kleine Größe zum Sterilisieren von Schnullern 2) Mittlere Größe zum Sterilisieren von Milchpumpen sowie von Tellern, Messern und Gabeln für Kleinkinder 3) Große Größe zum Sterilisieren von bis zu 6 Flaschen

## Natürliche Dampfsterilisation

Der Sterilisator sterilisiert mit natürlichem Dampf Babyflaschen und andere Produkte und tötet so ohne die Verwendung von Chemikalien 99,9 % aller schädlichen Keime ab. So können Sie sicher sein, dass alle Flaschen und anderen Produkte steril sind.

## Passend für alle Flaschen



Der Sterilisator wurde so entwickelt, dass breit- und schmalhalsige Flaschen sowie verschiedene Milchpumpen und Zubehör darin sterilisiert werden können. Dies ermöglicht es Ihnen, die am besten für Sie und Ihr Baby geeigneten Flaschen bzw. das entsprechende Zubehör auszuwählen. Der Sterilisator kann bis zu sechs Philips Avent Flaschen à 330 ml aufnehmen.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 220 V (Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator)

## Material

**Milchpumpe:** BPA-frei\*, Polypropylen

**Flasche:** Polypropylen, BPA-frei\*

## Lieferumfang

**Silikon Schnuller:** 3 Stck.

**Milchpumpe mit Handgriff:** 1 Stck.

**Zange:** 1 Stck.

**Verschlussdeckel für Milchaufbewahrung:**

1 Stck.

**Natural-Flasche, 125 ml:** 2 Stck.

**Extra-weiche Sauger für Neugeborene:** 2 Stck.

**Aufsteckbare Hygienekappe:** 3 Stck.

**Natural-Flasche, 260 ml:** 2 Stck.

**Flaschen- und Saugerbürste:** 1 Stck.

**3-in-1-Sterilisator:** 1 Stck.

**Probepackungen Stilleinlagen:** 1 Packung  
(2 Stck)

## Funktionen

**Kein Nach-vorne-lehnen:** Bequeme Sitzposition

**Weiches Massagekissen:** Sanfte Stimulation

## Entwicklungsstufen

**Stufe:** 0-6 Monate

