

# PHILIPS

## AVENT

Mikrowellen-  
Dampfsterilisator

SCF271/20



## Ultra-schnell und einfach

Sterilisiert 6 Flaschen in 2 Minuten\*

Der Philips Avent Mikrowellen-Dampfsterilisator SCF271/20 ist extrem leicht und kompakt. Dadurch eignet er sich besonders gut zur Verwendung zu Hause und unterwegs. Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.

### **Kompakt und leicht**

- Ideal für unterwegs. Passt in die meisten Mikrowellengeräte.

### **Sichere, leichte Handhabung**

- Bei ungeöffnetem Deckel bleibt der Inhalt bis zu 24 Stunden steril.

### **Sichere, einfache Handhabung**

- Der Deckel wird durch seitliche Griffe sicher verschlossen

### **Große Kapazität**

- Fasst sechs Avent Flaschen

### **Effektive Sterilisation**

- Zusätzlicher Schutz durch natürliche Dampfsterilisation
- Natürliche Dampfsterilisation tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab.

# Besonderheiten

## Ideal für unterwegs



Der Philips Avent Mikrowellen-Dampfsterilisator wurde so entwickelt, dass er mit den meisten Mikrowellen auf dem Markt verwendet werden kann. Dank der kompakten Größe eignet er sich perfekt für Reisen, sodass Sie jederzeit eine sterile Flasche zur Hand haben, wenn Sie sie benötigen – ob auf einem Kurztrip oder auf einer langen Auslandsreise. Außerdem ist er der perfekte zusätzliche Sterilisator zur Aufbewahrung bei den Großeltern. Abmessungen: 166 mm (H), 280 mm (B), 280 mm (L).

## Dichter Verschluss durch Clips



Der Mikrowellen-Dampfsterilisator verfügt über seitliche Griffe, die zusätzliche Sicherheit bieten. Die Clips verschließen den Deckel

sicher, sodass kein heißes Wasser austreten kann, wenn Sie das Gerät aus der Mikrowelle nehmen. Die seitlichen Griffe werden nicht heiß, und Sie können den Dampfsterilisator sicher anfassen.

## Inhalt bleibt steril



Bei ungeöffnetem Deckel bleibt der Inhalt bis zu 24 Stunden steril.

## Fasst 6 Avent Flaschen



Trotz seiner kompakten Größe ist dieser Dampfsterilisator der einzige, der sechs Avent Flaschen fasst. Die meisten Mikrowellen-Dampfsterilisatoren fassen nur vier Flaschen, aber mit dem Philips Avent Mikrowellen-Dampfsterilisator können Sie genau so viele

Flaschen sterilisieren, wie Sie an einem Tag benötigen. Außerdem eignet er sich zur Sterilisierung von Milchpumpen.

## Natürliche Dampfsterilisation

Durch Sterilisation soll Ihr Baby vor allem vor schädlichen Milchbakterien geschützt werden, bis sein Immunsystem stark genug ist. Der Philips Avent Sterilisator verwendet die auch in Krankenhäusern übliche Dampfsterilisation, die nicht nur schnell und effizient ist, sondern auch ohne Chemikalien auskommt.

## Tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab



Die Sterilisation schützt Ihr Baby vor besonders schädlichen Bakterien, bis sein Immunsystem stark genug ist. Philips Avent Sterilisatoren arbeiten bei einer höheren Temperatur als Spülmaschinen. So werden 99,9 % aller schädlichen Keime abgetötet und der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel 24 Stunden lang steril.

# Daten

## Entwicklungsstufen

Stufe: 0 bis 6 Monate

## Ursprungsland

England

## Technische Daten

**Sterilisationszeit:** 2 Minuten bei 1100 – 1850 W, 4 Minuten bei 850 – 1000 W, 6 Minuten bei 500 – 800 W

**Wasserkapazität:** 200 ml

## Gewicht und Abmessungen

**Abmessungen:** 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm

**Gewicht:** 740 g

## Lieferumfang

**Mikrowellen-Dampfsterilisator:** 1 pcs

**Zange:** 1 pcs

