

# PHILIPS

## AVENT

### Elektrická odsávačka mateřského mléka

Odsávejte kdykoli a kdekoli

Obsahuje měkkou masážní  
vločku

Lahev a dudlík Natural



SCF332/31



## Více pohodlí, více mléka.\* Kdykoli a kdekoli Elektrická odsávačka mléka s masážní vložkou

Sedte pohodlně bez předklánění díky měkké masážní vložce, která jemně stimuluje tok mléka. Naši tichou odsávačku můžete použít kdykoli a kdekoli, dokonce s bateriemi. Její nastavení, uzpůsobení a čištění je snadné.

#### **Jemně stimuluje spuštění a tok mléka**

- Měkká masážní podložka s masážními prvky

#### **Jednoduché nastavení, odsávání a čištění**

- Pouze několik oddělených částí a intuitivní provedení
- Uzavřený systém, navržený pro hygienické odsávání
- Obsahuje lahev a dudlík Natural pro přirozené přísátí

#### **Tichá odsávačka pro diskrétní odsávání kdykoli**

- Umožňuje tiché odsávání

#### **Klinicky prokázaná menší frekvence předklánění\***

- Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

#### **1 stimulační režim a 3 nastavení pro odsávání**

- Vyberte si nastavení, které je pro vás účinné a pohodlné

## Přednosti

### Pohodlná poloha



Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí z prsu přímo do lahve nebo zásobníku, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji; nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání napomáhá snadnému toku mléka.

### Možnost výběru z jednoduchých nastavení

Po zapnutí začne odsávačka automaticky jemně stimulovat, aby se mléko uvolnilo. Poté lze vybrat ze 3 nastavení odsávání, aby vám rychlost odsávání vyhovovala.

### Měkká masážní vložka



Masážní vložka má sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka ve tvaru okvětních lístků je navržena tak, aby napodobovala sání dítěte a jemně pomáhala při stimulaci toku mléka.

### Bez rozlítí mléka do hadiček



Bez rozlítí mléka do hadiček.

### Jednoduché nastavení, odsátí a čištění



Nízký počet samostatných částí a intuitivní design. Kdykoli snadno odsajte mléko pro své miminko.

### Balení obsahuje lahev Natural



Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.

### Tichá odsávačka

Navrženo pro diskrétní odsávání.

## Specifikace

### Design

Tvar lahve: Ergonomický tvar, Široké hrdlo  
Design odsávačky mateřského mléka: Kompaktní provedení

### Země původu

Anglie

### Materiál

Lahev: Bez BPA\*, Polypropylen  
Dudlík: Bez BPA\*, Silikon  
Odsávačka mateřského mléka: Bez BPA\* (platí pouze pro části, které přicházejí do styku se stravou)

### Co je součástí

Těsnící víčko pro uchování mléka: 1 ks  
Lahev Natural 125 ml: 1 ks  
Tělo odsávačky: 1 ks  
Základní jednotka včetně hadičky: 1 ks  
Cestovní pouzdro: 1 ks  
Balení vzorků prsních vložek: 1 balení (2 ks)  
Vložka standardní velikosti (19,5 mm): 1 ks (větší velikost je dostupná k zakoupení samostatně)  
Jednorázové prsní vložky: 4 ks

### Snadné použití

Použití odsávačky: Snadné čištění, Plně kompatibilní řada, Intuitivní sestavení

### Funkce

Žádání předklánění: Sezení v pohodlné poloze  
Měkká masážní vložka: Jemná stimulace  
Nastavení: 1 stimulační režim, 3 různá nastavení

### Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců



\* Klinicky prokázáno pohodlí: V testu provedeném na 110 matkách v USA, Velké Británii, Číně a Rusku v březnu 2016 hodnotily matky výkon odsávačky Philips Avent s ohledem na pohodlí průměrnou známku 8.6/10.

\* Více mléka: Nezávislý průzkum ukázal, že může existovat spojení mezi úrovní stresu a tvorbou mléka. Viz [www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

\* Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011