

PHILIPS

AVENT

Elektronische
Doppel-Milchpumpe

SCF294/02



Für maximalen Komfort

Von der Natur inspiriert

Unsere einzigartige Pumpe überträgt Ihnen die Kontrolle, indem sie mit einem elektronischen Gedächtnis konzipiert wurde, das sich Ihren persönlichen Pumpstil merkt und fortführt.

Vorteile und Produktmerkmale:

- Superbequem und effizient
- Steuern per Knopfdruck
- Individuelles, stufenloses Pumpen – keine Voreinstellungen.
- Leise, mühelos und tragbar
- Mehr Muttermilch in kürzerer Zeit

Stimulieren und Abpumpen

- Weiche Massagekissen regen den natürlichen Milchspendereflex an.
- Vakuum ahmt Babys Saugen nach – für einen gleichmäßigen Milchfluss

Besonderheiten

Weiche Massagekissen



Patentierter Massagekissen der Philips Avent Milchpumpe ahmen das Saugen des Babys nach und sorgen so für einen schnellen, natürlichen Milchspendereflex.

Sanftes Vakuum

Das sanfte Saugvakuum ahmt das Saugen eines Babys nach, um mit weniger Pumpaufwand einen gleichmäßigen Milchfluss zu erzielen.

Patentiertes ISIS-Massagekissen



Fünf weiche, blütenförmige Massagepolster bewegen sich sanft auf und ab und bewirken zusammen mit dem zuverlässigen Saugvakuum einen schnellen und natürlichen Milchfluss.

Mehr Muttermilch in kürzerer Zeit

Wie die Erfahrung gezeigt hat, kann das beidseitige Abpumpen zu einer Steigerung der Milchproduktion führen. Die elektronische Doppel-Milchpumpe ist die einzige Milchpumpe, die für beide Pumpen dasselbe Vakuum und denselben Rhythmus beibehält und so für eine effiziente Nutzung sorgt.

Stufenlos anpassbare Steuerung

Genießen Sie die absolute Kontrolle über Geschwindigkeit, Vakuum und Stillmuster. Sie können mit dieser Pumpe sogar den Saugrhythmus Ihres Babys nachahmen.

Intuitive Steuerung

Die Pumpe kann auf Knopfdruck und ohne Absetzen direkt an der Brust programmiert werden. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Anpassungen sofort, intuitiv und in Reichweite vornehmen können.

Leise, mühelos und tragbar

Leise, mühelos und tragbar

Daten

Leistung

Stromspannung: 100 bis 240 V

Ursprungsland

England

Lieferumfang

Extra-weiche Sauger für Neugeborene: 2 Stck.

Standfuß/Pumpenabdeckung: 4 Stck.

Muttermilchbehälter (125 ml): 2 Stck.

Verschlussdeckel für Milchaufbewahrung:
2 Stck.

Coolpack: 4 Stck.

Elektronische Doppel-Milchpumpe: 1 Stck.

Saugersets für Neugeborene für unterwegs:
2 Stck.

Ersatzteile: 1 Stck.

Einzelteile zum Gebrauch der ISIS als
Handmilchpumpe: 1

Muttermilchbehälter (260 ml): 2 Stck.

Reisetasche aus Mikrofaser: 1 Stck.

Thinsulate™ Halterung: 2 Stck.

Entwicklungsstufen

Stufe: 0-6 Monate

