

PHILIPS


AVENT

Baby Care-sæt

Alle de vigtige ting til babypleje

Komplet sæt

Drenge og piger

 Product Picture

SCH400/00



Mit første babyplejesæt

Alle de vigtige ting til babypleje i et komplet sæt

Med vores babyplejesæt SCH400 kan du give dit barn den bedste pleje. Det kompakte sæt omfatter et behageligt og hurtigmålende digitalt termometer, næsesuger med blød spids, fingertandbørste, sæt til negle- og hårpleje.

10 vigtige ting til babypleje

- Digitalt termometer med professionel nøjagtighed*
- Udsugningsapparat til næsen med blød og fleksibel spids
- Fingertandbørste
- Negle- og hårplejesæt

Kompakt etui til rejsebrug

- Kompakt og struktureret sæt
- En perfekt gave

Vigtigste nyheder

Digitalt termometer



Mål barnets temperatur hurtigt, nemt og behageligt. Det digitale termometer har en professionel nøjagtighed*, og den fleksible spids giver ekstra komfort for dig og din baby.

Kompakt og struktureret

Det strukturerede sæt giver plads til ekstra babyplejevarer, idet det er kompakt og praktisk at tage med sig. Ideel til rejsen og børnehaven.

Udsugningsapparat til næsen



Udsugningsapparatet til næsen medvirker til at åbne barnets luftveje, så dit barn føler velvære og sover bedre.

Fingertandbørste

Giv barnets tandkød eller tænder en let massage.

Negle- og hårplejesæt



Komplet negleplejesæt med en saks med afrundet spids, neglesaks og tre neglefile. Og et hårplejesæt med en kam med afrundet spids og en blød hårbørste.

Gave

En perfekt gave til alle (førstegangs-)forældre.

Specifikationer

Køn

Til: dreng og pige

Tekniske specifikationer

Batteri: Batteri: 1,55 VDC (LR41)

Nøjagtighed: $\pm 0,1$ °C i området mellem 35 °C og 42 °C

Overholdelse: Overholder MDD93/42/EØF

Måleinterval: I området 35 °C til 42,9 °C

Batterilevetid: > 100 driftstimer

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 117 x 174,5 x 51 mm

Udviklingsfaser

Fase: Alle faser

