

# PHILIPS

 Product Picture

InfraCare  
Infrarotlampe

650 W

Behandlung einer Körperhälfte

63,5 cm hoch

HP3641

## Nachhaltige Schmerzlinderung

Infrarot-Wärme, die tief in das Gewebe eindringt

Philips InfraCare hilft bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Die Wärme der 650 Watt starken Infrarotlampe ist äußerst wohltuend und dringt tief in die Haut ein. Sie regt die Blutzirkulation an und lindert Schmerzen auch auf großen Flächen (60 x 40 cm, dies entspricht einer Körperhälfte).

### Easy to use

- Verstellbarer Winkel mit Drehfunktion

### Effective pain relief

- Tief eindringende Infrarotwärme

### Half-body treatment

- 650 Watt starke Infrarot-Halogenlampe

# Besonderheiten

## 650 Watt starke Infrarot-Halogenlampe



Philips InfraCare HP 3643 wurde für eine wirkungsvolle Schmerzbehandlung an Körperstellen von bis zu 60 x 40 cm (z. B. der gesamte Rückenbereich, beide Schultern mit Nackenbereich oder die Oberschenkel) entwickelt. Das InfraCare basiert auf der innovativen Infrarot-Halogenlampen-Technologie. Das spezielle Design, der Filter und die 650 Watt starke Halogenlampe wurden im Hinblick auf eine möglichst großflächige Behandlung (60 x 40 cm, dies entspricht einer Körperhälfte) optimiert. Die ausgestrahlte Wärme wird im Verhältnis zu herkömmlichen Lampen als angenehmer empfunden, da Infrarotwärme gleichmäßiger auf den zu behandelnden Bereich einwirkt.

## Verstellbarer Winkel mit Drehfunktion

Aufgrund der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten eignet sich das InfraCare HP 3643 sehr gut für großflächige Behandlungen einer Körperhälfte in

verschiedenen Positionen (z. B. auf einem Bett oder einem Sofa liegend). Neben der Höhenanpassung kann das Gehäuse genau auf die zu behandelnde Körperstelle ausgerichtet werden, da es sich in horizontaler und vertikaler Richtung verstellen (90 Grad nach links/rechts) und nach oben und unten neigen lässt (45 Grad).

## Tief eindringende Infrarotwärme



Infrarotlicht trägt erwiesenermaßen bedeutend zur Linderung von Muskelschmerzen und Beschwerden durch steife Gelenke bei. Die wohltuende Wärme des Infrarotlichts dringt tief in die Haut ein, regt die Blutzirkulation an und wärmt die Muskeln auf. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.

# Daten

## Einfache Bedienung

**2 Handgriffe:** für einfaches Transportieren und Positionieren

**Ein-/Aus schalter**

**Höhenverstellbar:** 45 - 80 cm

**Einfach einstellbares Lampengehäuse (links/rechts):** 90

**Einfach einstellbares Lampengehäuse (oben/unten):** 45

## Behandlung einer Körperhälfte

**Infrarot-Halogenlampe:** 650 W

**Anwendungsbereich:** 60 x 40 cm

## Sicherheit

**IEC-Zertifizierung:** Entspricht IEC 60601 und 60335

## Nachhaltige Schmerzlinderung

**Tief eindringende Wärme**

## Behandlungssteuerung

**Digitaler Timer:** mit automatischer Abschaltfunktion

**Dimmer mit 3 Wärmestufen**

**Pause-Funktion**

## Technische Daten

**Stromspannung:** 230 V

**Leistung:** 650 W

**Kabellänge:** 300 m

**Frequenz:** 50/60 Hz

**Isolierung:** Klasse II (doppelt isoliert)

**Lebensdauer der Lampen:** 500 hr

## Gewicht und Abmessungen

**Produktgewicht:** 5,5 kg

**Produktabmessungen:** 29,0 x 63,5 x 29,0 (H x B x T) cm

**Menge auf Euro-Palette:** 18 pcs

**Abmessungen F-Box (=A-Box):** 33,9 x 80,0 x 36,5 (H x B x T) cm

**Gewicht F-Box (=A-Box):** 6,5 kg

## Logistische Daten

**Ursprungsland:** Deutschland

**CTV-Code:** 884364101000

## Einfache Bedienung

**Digitale Benutzeroberfläche:** mit Feedback zu Zeit und Wärmeintensität

## Medizinisches Gerät

**Richtlinie für Medizinprodukte (MDD):** 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

