

# PHILIPS

## AVENT

### Babypflege-Set

Alle wicht. Produkte für die Babypflege

Vollständiges Set

Jungen und Mädchen



SCH400/00



## Mein 1. Babypflege-Set

Alle wichtigen Produkte für die Babypflege in einem Set

Mit unserem Babypflege-Set SCH400 können Sie Ihr Kleines bestens versorgen. Das kompakte Set umfasst ein genaues, komfortables und schnell messendes Digitalthermometer, einen Nasensauger mit weicher Spitze, eine Fingerzahnbürste, sowie ein Nagel- und Haarpflegeset.

#### 10 wichtige Produkte für die Babypflege

- Digitalthermometer mit professioneller Genauigkeit\*
- Nasensauger mit weicher und flexibler Spitze
- Fingeraufsatz zur Zahnpflege
- Nagel- und Haarpflegeset

#### Kompakte Tasche – perfekt für unterwegs

- Kompaktes und strukturiertes Set
- Ein perfektes Geschenk

# Besonderheiten

## Digitalthermometer



Messen Sie die Temperatur Ihres Babys schnell, komfortabel und genau. Das Digitalthermometer bietet professionelle Genauigkeit\*, und die flexible Spitze sorgt für zusätzlichen Komfort für Sie und Ihr Baby.

## Kompakt und strukturiert

Dieses strukturierte Set bietet Platz für zusätzliche Babypflegeprodukte, ist aber dennoch kompakt und praktisch, um es mitzunehmen. Ideal für Reisen und das Kinderzimmer.

## Nasensauger



Der Nasensauger hilft, die Atemwege Ihres Babys zu befreien, damit es sich gut fühlt und besser schlafen kann.

## Fingeraufsatz zur Zahnpflege

Massieren Sie sanft Zahnfleisch und Zähne Ihres Babys.

## Nagel- und Haarpflegeset



Vollständiges Nagelpflegeset mit abgerundeter Schere, Nagelschere und drei Nagelfeilen. Und ein Haarpflegeset mit abgerundetem Kamm und weicher Haarbürste.

## Geschenk

Ein perfektes Geschenk für frisch gebackene Eltern.

# Daten

## Entwicklungsstufen

Stufe: Alle Entwicklungsstufen

## Technische Daten

Akku: Batterie 1,55 VDC (LR41)

## Technische Daten

Genauigkeit:  $\pm 0,1$  °C für 35 °C bis 42 °C  
 Kompatibilität: Entspricht MDD93/42/EEC  
 Messbereich: 35 °C bis 42,9 °C  
 Akkulaufzeit: > 100 Betriebsstunden

## Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 117 x 174,5 x 51 mm

## Geschlecht

Für: Junge und Mädchen

