

# PHILIPS

 Product Picture

## AVENT

Handmilchpumpe

mit VIA Aufbewahrungssystem

SCF300/12

## Mehr abpumpen. Einfach aufbewahren.

### Einfaches Abpumpen, Aufbewahren und Füttern

Bei der einzigartigen Philips Avent Handmilchpumpe SCF300/12 können Sie die Saugleistung und den Pumprhythmus perfekt regulieren. Sie ist dabei besonders effizient und lässt Sie weitaus mehr Milch abpumpen als mit einer elektrischen Krankenhauspumpe.

#### **Vorteile und Produktmerkmale:**

- Stimuliert sanft schnellen Milchfluss

#### **Hervorragende Resultate**

- Patentiertes ISIS-Massagekissen

#### **Mit allen Philips Avent Milchpumpen und Saugern kombinierbar**

- Verwenden Sie den Adapter zum Abpumpen und Stillen

#### **Für sicheres Aufbewahren und Transportieren**

- Auslaufsicheres Schraubsystem

## Besonderheiten

### Stimuliert sanft schnellen Milchfluss

Während Sie pumpen, bewegt sich das patentierte Philips Avent Massagekissen auf und ab und massiert sanft den Bereich um die Brustwarze, um einen natürlichen Milchfluss anzuregen.

### Patentiertes ISIS-Massagekissen



Während Sie pumpen, bewegen sich die fünf weichen, blütenförmigen Massagepolster der Philips Avent Milchpumpe sanft auf und ab und ahmen im Zusammenspiel mit dem Vakuum das Saugen Ihres Babys nach.

### Auslaufsicheres Schraubsystem

Für sicheres Aufbewahren und Transportieren

### Adapter zum Abpumpen und Stillen

Mithilfe des Adapters können Sie direkt in den Becher abpumpen, in dem Sie die Milch aufbewahren und aus dem Sie später füttern.

## Daten

### Ursprungsland

England

### Material

BPA-frei\*

### Lieferumfang

Deckel für Milch-Mehrwegbecher: 5 Stck.  
Adapter für Muttermilch-Mehrwegbecher: 2 Stck.  
Extra-weiche Sauger für Neugeborene: 2 Stck.  
Saugersets für Neugeborene für unterwegs: 2 Stck.  
Ersatzteile: 1 Stck.  
Vorsterilisierter VIA Mehrwegbecher (180 ml): 5 Stck.  
Handmilchpumpe: 1 Stck.

### Entwicklungsstufen

Stufe: 0-6 Monate

