

PHILIPS

 Product Picture

Lampada a
infrarossi InfraCare

650 W

Trattamento a mezzo busto

Altezza: 63,5 cm

HP3641

Riduzione sensibile del dolore

Calore degli infrarossi che penetra in profondità

Philips InfraCare svolge un'efficace azione lenitiva su muscoli e articolazioni. Il piacevole calore degli infrarossi sviluppato dalla lampada da 650 W penetra in profondità nella pelle stimolando la circolazione sanguigna e alleviando così i dolori muscolotensivi su zone di 60 x 40 cm.

Semplicità d'uso

- Angolazione regolabile con rotazione

Riduzione sensibile del dolore

- Calore degli infrarossi che penetra in profondità

Trattamento mezzo busto

- Lampada alogena a infrarossi da 650 Watt

In evidenza

Lampada alogena a infrarossi da 650 Watt



InfraCare HP 3643 di Philips è stato ottimizzato per ridurre sensibilmente il dolore nelle zone di 60 x 40 cm, quali ad esempio la schiena, le spalle e il collo insieme e le cosce. InfraCare è oggi dotato della nuova tecnologia delle lampade alogene a infrarossi. Le lenti ottiche speciali, il filtro e la potente lampada alogena da 650 Watt sono stati ottimizzati per consentire trattamenti a mezzo busto (60 x 40 cm) e produrre un calore molto più piacevole, che viene distribuito più uniformemente sulla zona da trattare.

Angolazione regolabile con rotazione

InfraCare HP 3643 è un apparecchio estremamente facile da utilizzare per i trattamenti a mezzo busto nelle più svariate situazioni (ad esempio quando si è distesi su un letto o su un lettino) grazie alla sua eccellente flessibilità. Oltre all'altezza

regolabile, è possibile posizionare l'alloggiamento della lampada in modo da trattare al meglio la parte desiderata, portando l'alloggiamento stesso in posizione orizzontale o verticale (90° a destra/sinistra) o inclinandolo verso l'alto o verso il basso di 45° gradi.

Calore degli infrarossi che penetra in profondità



Il calore degli infrarossi riduce sensibilmente i dolori e gli indolenzimenti causati da tensioni muscolari e articolari. Il piacevole calore generato dai raggi infrarossi penetra in profondità nello strato cutaneo migliorando la circolazione sanguigna e riscaldando i muscoli. La tensione muscolare viene alleviata e automaticamente i muscoli si ammorbidiscono e si rilassano. Poiché i tessuti diventano più elastici, il calore riduce anche la tensione e rende le articolazioni più flessibili.

Specifiche

Semplicità d'uso

2 impugnature: per facilitare posizionamento e trasporto

Interruttore accensione/spegnimento

Interfaccia utente digitale: indicazione del tempo e dell'intensità del calore

Altezza estensibile: 45-80 cm

Alloggiamento della lampada facile da posizionare (sinistra/destra): 90

Alloggiamento della lampada facile da posizionare (su/giù): 45

Sicurezza

IEC certified: Conforme a IEC 60601 e 60335

Trattamento mezzo busto

Area di trattamento: 60x40 cm

Lampada alogena a infrarossi: 650 W

Riduzione sensibile del dolore

Calore che penetra in profondità

Regolazione del trattamento

Timer digitale: con spegnimento automatico

Regolazione del riscaldamento a 3 posizioni

Funzione di pausa

Specifiche tecniche

Voltaggio: 230 V

Assorbimento: 650 W

Lunghezza cavo: 300 m

Isolamento: Classe II (doppio isolamento)

Frequenza: 50/60 Hz

Durata delle lampade: 500 ore

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto: 29,0x63,5x29,0 (LxAxP) cm

Peso del prodotto: 5,5 Kg

Quantità in euro: 18 pz.

Dimensioni scatola F (= scatola A):

33,9x80,0x36,5 (LxAxP) cm

Peso scatola F (= scatola A): 6,5 Kg

Dati logistici

Codice CTV: 884364101000

Paese di origine: Germania

Apparecchio Medicale

Direttiva per dispositivi medicali: 2007/47/EC,

MDD 93/42/EEC

