

PHILIPS

AVENT

Liels masāžas
spilventiņš

Atbilst visiem Comfort piena
pumpjiem



SCF167/01



Atbilstošs izmērs, maksimāls komforts

Piena pumpis ar platāku piltuvi

Šim mīkstajam masāžas spilventiņam ir platāka piltuve, kas īpaši izstrādāta māmiņām ar lielākiem krūtsgaliem. To var izmantot kopā ar Philips Avent Comfort krūts piena pumpju klāstu. Skatiet turpmākos attēlus, lai noskaidrotu, vai jums nepieciešams lielāks krūts piena pumpja spilventiņš.

Komfortabla noslaukšana

- Platāka piltuve labākai atbilstībai
- Atbilst visiem Natural krūts piena pumpjiem

Uzziniet savu izmēru optimālam komfortam

- Atbilstošs izmērs: krūtsgals ērti iegulst spilventiņa piltuvē
- Izvēlieties lielāku izmēru: krūtsgals skar piltuves sienīņas

Izceltie produkti

Liels masāžas spilventiņš – piederums

Varat noskaidrot, vai jums nepieciešams liels krūts piena pumpja spilventiņš, pārbaudot, vai jūsu krūtsgals ērti iegulst spilventiņa piltuvē. Ja krūtsgals skar spilventiņa piltuves sienīgas vai berzējas pret tām, jāizvēlas lielāks krūts piena pumpja spilventiņš, lai nodrošinātu ērtāku krūts piena noslaukšanu.

Atbilstošs izmērs

Ja krūtsgals ērti iegulst spilventiņa piltuvē, jūs lietojat atbilstoša izmēra masāžas spilventiņu.

Pārāk mazs izmērs

Ja krūtsgals skar spilventiņa piltuves sienīgas vai berzējas pret tām, jums jāizvēlas liels krūts piena pumpja spilventiņš ar platāku piltuvi, lai nodrošinātu ērtāku krūts piena noslaukšanu.

Atbilst visiem Natural krūts piena pumpjiem

Lielā izmēra mīksts masāžas spilventiņš ir saderīgs ar visiem Philips Avent Comfort krūts piena pumpjiem klāstā Natural.

Specifikācijas

Paliktnis

Materiāls: Silikona, Nesatur BPA*

Izcelsmes valsts

Anglija

Materiāls

Nesatur BPA*

Kas ir iekļauts

Liela izmēra spilventiņš: 1 gab.

Saderība

Saderīgs ar klāstu Natural

Vienkārša lietošana

Paliktnis: Vienkārša tīrīšana, To var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā

Funkcijas

Mīksts masāžas spilventiņš: Maiga stimulēšana

Attīstības posmi

Posms: Grūtniecība, 0-6 mēneši

Nomaināma detaļa

Atbilst produktu tipiem:: SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

