




Philips
Lampe infrarouge
InfraCare

200 W
Zone de traitement ciblée



HP3621

Contribue à soulager efficacement les douleurs

Chaleur infrarouge pénétrant en profondeur

La chaleur de la lampe infrarouge pénètre en profondeur

Effective pain relief

- Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

PHILIPS

Caractéristiques

Facile à utiliser

- Différents réglages possibles: 0-40 degrés (vers l'arrière)
- Bouton marche/arrêt
- Poignées douces: pour un transport et une installation faciles

Traitement ciblé

- Zone de traitement: 20 x 30 cm
- Lampe halogène infrarouge: 200 W

Sécurité

- Certifié IEC: Conforme aux normes IEC 60601 et 60335

Contribue à soulager efficacement les douleurs

- Chaleur pénétrante

Spécificités techniques

- Longueur du cordon: 200 m
- Tension: 110 ou 220-230 V
- Alimentation: 200 W
- Fréquence: 50/60 Hz

- Isolation: Classe II (double isolation)
- Durée de vie des lampes: 500 hr

Poids et dimensions

- Poids du produit: 1,2 kg
- Dimensions de l'unité d'emballage: 29 x 40,4 x 74,5 (l x H x P) cm
- Dimensions du produit: 20 x 30,9 x 17,2 (l x H x P) cm
- Poids de l'unité de vente: 1,6 kg
- Poids de l'unité d'emballage: 4,8 kg
- Nombre d'unités de vente par unité d'emballage: 3 pcs
- Qté sur europalette: 60 pcs
- Dimensions de l'unité de vente: 28 x 38,6 x 24,5 (l x H x P) cm

Informations logistiques

- Pays d'origine: Allemagne
- Code CTV: 884362101000

Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

- Directive sur les dispositifs médicaux: 2007/47/CE, MDD 93/42/CEE

Points forts

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante



La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.



Date de publication
2022-09-13

Version: 8.1.1

EAN: 08 71010 32458 03

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com