

# PHILIPS

## AVENT

### Enkelt elektrisk brystpumpe

Pump når som helst og hvor som helst

Inkl. blød massagepude

Natural-flaske og -sut



SCF332/31



## Mere komfort, mere mælk\*. Når som helst, hvor som helst

### Enkelt elektrisk brystpumpe med massagepude

Sid komfortabelt, uden at du skal læne dig fremad, mens vores bløde massagepude blidt stimulerer mælketilstrømningen. Brug vores støjsvage pumpe hvor som helst og når som helst - selv med batterier. Den er nem at samle, tilpasse, bruge og rengøre

#### **Stimulerer mælketilstrømningen blidt**

- Blød massagepude med masserende kronblade

#### **Nem indstilling, udmalkning og rengøring**

- Få adskilte dele og brugervenligt design
- Lukket system, designet til hygiejnisk udmalkning
- Med vores Natural-flaske og -sut, så barnet får naturligt fat

#### **Støjsvag pumpe til diskret udmalkning hvor som helst**

- Designet til støjsvag udmalkning

#### **Klinisk dokumenteret som mindre fremadlænet\***

- Mere behagelig stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

#### **1 tilstand for stimulering og 3 indstillinger for udmalkning**

- Vælg den indstilling, der er effektiv og behagelig for dig

## Vigtigste nyheder

### Afslappende position



Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i sutteflasken eller beholderen, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde mere behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i sutteflasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk nemmere til.

### Enkle indstillinger at vælge imellem

Når den er tændt, starter pumpen automatisk i blid stimuleringsstilstand for at få din mælk til at løbe. Vælg derefter mellem 3 pumpeindstillinger, som gør mælketilstrømningen behagelig for dig.

### Blød massagepude



Vores massagepude har en blød og fløjsagtig struktur, der giver en varm fornemmelse på huden for komfortabel, skånsom stimulering af mælketilstrømningen. Den ikoniske kronbladspude er designet til at efterligne barnets sutterytme og beregnet til forsigtigt at stimulere tilstrømningen.

### Intet mælkespild i rørene



Intet mælkespild i rørene.

### Nem indstilling, udmalkning og rengøring



Få enkeltdele og intuitivt design. Malk nemt mælken ud til babyen, når som helst.

### Med vores Natural-sutteflaske



Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

### Støjsvag pumpe

Designet til diskret udmalkning.

## Specifikationer

### Design

**Flaskedesign:** Ergonomisk form, Bred hals  
**Brystpumpedesign:** Kompakt design

### Oprindelsesland

England

### Materiale

**Flaske:** BPA-fri\*, Polypropylen  
**Sut:** BPA-fri\*, Silikone  
**Brystpumpe:** BPA-fri\* (kun dele, der kommer i kontakt med fødevarer)

### Hvad følger med

**Forsøglingsdisk til opbevaring af mælk:** 1 stk.  
**Natural-flaske 125 ml:** 1 stk.  
**Brystpumpens kabinet:** 1 stk.  
**Basisenhed inkl. slanger:** 1 stk.  
**Rejsestui:** 1 stk.  
**Brystpudeprøvepakker:** 1 pakke (2 stk.)  
**Pude i standardstørrelse (19,5 mm):** 1 stk. (en større pude kan købes og sælges separat)  
**Engangsammeindlæg:** 4 stk.

### Brugervenlig

**Brystpumpebrug:** Nem rengøring, Fuldt ud kompatibelt sortiment, Intuitiv samling

### Funktioner

**Du behøver ikke læne dig frem:** Sid i en behagelig stilling  
**Blød massagepude:** Blid stimulering  
**Indstillinger:** 1 stimuleringsstilstand, 3 udmalkningsindstillinger

### Udviklingsfaser

**Fase:** 0-6 måneder



\* Klinisk dokumenteret komfort: I en test udført på 110 mødre i USA, Storbritannien, Kina og Rusland i marts 2016 gav mødrene en gennemsnitlig score på 8,6/10 for Philips Avents ydeevne mht. komfort.

\* Mere mælk: Uafhængige undersøgelser har vist, at der kan være en forbindelse mellem stressniveauet og mælkeproduktionen. Se [www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

\* BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011