

# PHILIPS

## AVENT

Elektronisk  
dobbeltbrystpumpe

SCF294/02



## Behageligt design

### Inspireret af naturen

Vores unikke pumpe er designet med en elektronisk hukommelse, der giver dig kontrollen, fordi den lærer og viderefører din personlige pumpestil.

#### Fordele og funktioner:

- Ultrabehagelig og effektiv
- Betjening lige ved hånden
- Fuld kontrol over hastighed, vakuum og rytme – ingen forhåndsindstillinger
- Lydsvag, nem og transportabel
- Pumper mere mælk på kortere tid

#### Stimulerer og malker mælk ud

- Bløde massagepuder stimulerer et naturligt nedløb ligesom en baby
- Nænsomt vakuum efterligner babyens sutten og giver jævn mælkestrøm

## Vigtigste nyheder

### Bløde massagepuder



De patenterede massagepuder i Philips Avent-brystpumpen bevæger sig ind og ud og efterligner derved babyens sutterytme, og det hjælper med at stimulere et hurtigt, naturligt nedløb.

### Nænsomt suge-vakuum

Det nænsomme suge-vakuum efterligner babyens sutten og giver jævn mælkestrøm, så du skal pumpe mindre.

### Patenterede massagepuder



Fem bløde, bladformede massageanordninger bevæger sig ind og ud og arbejder i takt med det pålidelige vakuum. De hjælper med at stimulere en hurtig, naturlig mælkestrøm

### Pumper mere mælk på kortere tid

Det er blevet bevist, at dobbeltpumper kan øge produktionen af mælk. Den dobbelte elektroniske brystpumpe er den eneste brystpumpe, der er designet til at opretholde det samme niveau for vakuumet og den samme kontrol for begge pumper. Derved sikres effektiv anvendelse.

### Fuld kontrol

Du får fuldstændig kontrol over hastighed, vakuum og mønster - du kan endda indstille pumpen til din egen babys sutterytme.

### Intuitivt kontrolgreb

Alt det, der kontrollerer pumpen, er lige ved hånden og tæt på brystet. Det betyder, at justeringer kan foretages intuitivt og med det samme, du behøver ikke flytte hånden.

### Lydsvag, nem og transportabel

Lydsvag, nem og transportabel

### Strøm

Spænding: 100 - 240 V

### Oprindelsesland

England

### Hvad følger med

Flaskestativ/tragtdække: 4 stk.

Beholder til modermælk (125 ml): 2 stk.

Ekstra blød sut, designet til nyfødte: 2 stk.

Forseglingsdisk til opbevaring af mælk: 2 stk.

Elektronisk dobbeltbrystpumpe: 1 stk.

Kølepakke: 4 stk.

Rejsesæt med sut til nyfødt: 2 stk.

Reserve dele: 1 stk.

Dele til manuel pumpning, hvis du ikke har adgang til strøm: 1

Beholder til modermælk (260 ml): 2 stk.

Rejsetaske af mikrofiber: 1 stk.

Thinsulate™-bærepose: 2 stk.

### Udviklingsfaser

Fase: 0-6 måneder

