

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Sada elektrické odsávačky
mateřského mléka

Odsajte, uskladněte a krmte.

Obsahuje měkkou masážní
vločku

2x lahve a dudlíky Natural

10x úložné pohárky a víčka

SCD223/00

Více pohodlí, více mléka.* Odsávání, uchovávání a krmení

Sada elektrické odsávačky mléka s úložnými pohárky

Sada elektrické odsávačky mateřského mléka je ideální pro maminky, které chtějí odsávat své mléko. Praktická sada obsahuje vše potřebné pro odsávání a uchovávání mléka a pro krmení vašeho miminka a zahrnuje 2 lahve a 10 úložných pohárků.

Péče – Jednorázové prsní vložky

- Prodyšný materiál, hedvábně měkký na dotek

Odsávání – Elektronická odsávačka mateřského mléka na jeden prs

- Uvolněná poloha, klinicky prokázaná menší frekvence předklánění*
- Vyberte si nastavení, které je pro vás nejúčinnější a nej pohodlnější
- Měkká masážní vložka jemně stimuluje tok mléka
- Pouze několik oddělených částí a intuitivní provedení

Krmení – Lahev a dudlík Natural

- Obsahuje lahev a dudlík Natural pro přirozené přísátí
- Unikátní okvětní lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Skladování – Úložné pohárky

- Pro bezpečné skladování a přepravu
- Nádobky na skladování odsátého mléka

Přednosti

Pohodlná poloha

Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí z prsu přímo do lahve nebo zásobníku, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání napomáhá snadnému toku mléka.

Měkká masážní vložka



Masážní vložka má sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka ve tvaru okvětních lístků je navržena tak, aby napodobovala sání dítěte a jemně pomáhala při stimulaci toku mléka.

Možnost výběru z jednoduchých nastavení

Po zapnutí začne odsávačka automaticky jemně stimulovat, aby se mléko uvolnilo. Poté lze vybrat ze 3 nastavení odsávání, aby vám rychlost odsávání co nejvíce vyhovovala.

Jednoduché nastavení, odsávání a čištění



Nízký počet samostatných částí a intuitivní design. Kdykoli snadno odsajte mléko pro své miminko.

Balení obsahuje lahev Natural



Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.

Jedinečný tvar okvětních lístků

Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.

Nádobky na skladování odsátého mléka



Díky adaptéru pro nádobku na skladování mléka můžete mléko snadno odsávat do nádobky na skladování mléka. Bez rizika vytékání či rozlití vašeho cenného mateřského mléka.

Nepropustné víčko



Úložné pohárky Philips Avent mají víčko, které pohárky utěsní a zajistí bezpečné skladování a přepravu.

Hedvábne měkký pocit



Jednorázové prsní vložky Philips Avent jsou vyrobeny z prodyšného materiálu s hedvábne měkkou svrchní vrstvou. Mají několik vrstev pro mimořádnou míru absorpce.

Specifikace

Design

Design odsávačky mateřského mléka:

Kompaktní provedení

Tvar lahve: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Země původu

Anglie

Materiál

Lahev: Bez BPA*, Polypropylen

Dudlík: Bez BPA*, Silikon

Odsávačka mateřského mléka: Bez BPA* (platí pouze pro části, které přicházejí do styku se stravou)

Absorpční vložky: Přirozený prodyšný

materiál, Hedvábně měkká svrchní vrstva

Pohárky na skladování: Bez BPA*, polypropylen

Co je součástí

Těsnicí víčko pro uchovávání mléka: 1 ks

Adaptér na pohárky na skladování mléka: 2 ks

Lahev Natural 125 ml: 1 ks

Lahev Natural pro přirozené krmení 260 ml: 1 ks

Tělo odsávačky: 1 ks

Základní jednotka včetně hadičky: 1 ks

Úložné pohárky na mléko (180 ml): 10 ks

Balení vzorků prsních vložek: 1 balení (2 ks)

Vložka standardní velikosti (19,5 mm): 1 ks

(větší velikost je dostupná k zakoupení samostatně)

Snadné použití

Použití odsávačky: Snadné čištění, Plně kompatibilní řada, Intuitivní sestavení

Funkce

Žádné předklánění: Sezení v pohodlné poloze

Měkká masážní vložka: Jemná stimulace

Nastavení: 3 různá nastavení, 1 stimulační režim

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců



* Klinicky prokázané pohodlí: Testy provedené u 110 maminek prokázaly, že ve velké míře volí lahve Philips Avent v porovnání s přední konkurenční společností

* 63 % kojících maminek dalo přednost elektrické odsávačce Philips Avent Comfort Single kvůli jejímu pohodlí při odsávání, zatímco 26 % maminek si vybralo výrobek Medela Swing – nezávislý test domácího použití mezi 85 maminami ve Velké Británii, srpen 2012. Medela je registrovaná ochranná známka společnosti Medela Holding AG

* Více mléka: Nezávislý průzkum ukázal, že může existovat spojení mezi úrovní stresu a tvorbou mléka. Viz www.philips.com/AVENT

* Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011