



Philips
InfraCare-infrapunalamppu

300 W

Laajan alueen hoitokäsittely
Digitaalinen ajastin



HP3631

Tehokas kivunlievitys

Syvälle vaikuttava infrapunalämpö

Philips InfraCare -lämpölamppu lievittää tehokkaasti lihas- ja nivelkipuja. 300 watin infrapunalämpö on erittäin miellyttävää ja tunkeutuu syväälle ihoon, stimuloi verenkiertoa ja lievittää kipua tehokkaasti 40 x 30 cm:n alueilla tehtävällä puolivartalohoidolla.

Tehokas kivunlievitys

- Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

PHILIPS

Tekniset tiedot

Helpokäyttöinen

- Säädettävä: 0 – 40 astetta (taaksepäin)
- Virtakytkin
- Pehmeä kädensija: helppoon kuljettamiseen ja sijoittamiseen

Paino ja mitat

- Product weight: 1,4 kg
- Product dimensions: 20 x 30,9 x 17,2 (L x K x S) cm

Tekniset tiedot

- Cord length: 200 m
- Power: 300 W
- Voltage: 230 V
- Frequency: 50/60 Hz

Paino ja mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 29 x 40,4 x 74,5 (L x K x S) cm
- Tuotepakkauksen paino: 1,8 kg
- Tukkupakkauksen paino: 5,4 kg
- No. of F-boxes in A-box: 3 pcs
- Euro-lavan kpl-määrä: 60 pcs
- Tuotepakkauksen mitat: 28 x 38,6 x 24,5 (L x K x S) cm

Tekniset tiedot

- Paristo: LR-54-alkaliakku, 1,5 V (käyttöikä 200 hoitokertaa)
- Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)
- Lamppujen käyttöikä: 500 tuntia

Turvallisuus

- IEC-sertifioitu: IEC 60601:n ja 60335:n mukainen

Logistiset tiedot

- Alkuperämaa: Saksa

Logistiset tiedot

- CTV-koodi: 884363101000

Terveydenhuoltolaite

- Lääkintälaitedirektiivi: 2007/47/EY, MDD 93/42/ETY

Tehokas kivunlievitys

- Syvälle tunkeutuva lämpö

Hoito alueittain

- Hoitoalue: 40 x 30 cm
- Infrapunahalogeenilamppu: 300 W

Helposti hallittavaa hoitoa

- Digitaalinen ajastin: ja äänimerkki

Kohokohdat

Syvältä vaikuttava infrapunalämpö



Infrapunavalon on todistettu tehokkaasti lievittävän kipu- ja särkytiloja, joita kipeät lihakset ja jäykät nivelet aiheuttavat. Infrapunavalon tuottama miellyttävä lämpö tunkeutuu syvälle ihoon, vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmittää lihaksia. Kun kipu lihaksissa rauhoittuu, lihakset myös rentoutuvat. Lämpö pehmittää kudoksia, vähentää samalla jäykkyyttä ja lisää nivelten liikkuvuutta.

