

PHILIPS

AVENT

Manuální odsávačka mléka se sterilizátorem

Odsávání, krmení a sterilizace

Včetně sterilizátoru 3 v 1

Pohodlná manuální odsávačka
mléka

Lahve, kartáč a šidítka

SCD293/00



Více pohodlí, více mléka* Odsávání, krmení a sterilizace

Manuální odsávačka mléka se sterilizátorem

Sada pro kojení je ideální pro maminky, které hledají kompletní řešení pro odsávání, krmení a čištění. Zahrnuje řadu příslušenství: manuální odsávačku mateřského mléka, sterilizátor, šidítka a lahve.

Krmení

- Obsahuje lahev a dudlík Natural pro přirozené přísátí

Sterilizátor 3 v 1

- Nastavitelná velikost
- Přirozená sterilizace párou zničí 99,9 % škodlivých bakterií
- Vhodný pro lahve s širokým i úzkým hrdlem

Odsávání – Manuální odsávačka mateřského mléka

- Speciální design zajišťující pohodlnou polohu
- Měkká masážní vložka jemně stimuluje tok mléka
- Kompaktní lehký design
- Pouze několik oddělených částí a intuitivní provedení

Přednosti

Pohodlná poloha



Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí z prsu přímo do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání napomáhá snadnému toku mléka.

Měkká masážní vložka



Masážní vložka má sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka ve tvaru okvětních lístků je navržena tak, aby napodobovala sání dítěte a jemně pomáhala při stimulaci toku mléka.

Jednoduché odsávání i na cestách



Odsávačka mateřského mléka má malé rozměry a nízkou hmotnost, proto ji lze snadno skladovat a přepravovat, takže se odsávání na cestách stává méně nápadným.

Jednoduché nastavení, odsávání a čištění



Nízký počet samostatných částí a intuitivní design. Kdykoli snadno odsajte mléko pro své miminko.

Balení obsahuje lahev Natural



Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.

Sterilizátor 3 v 1



Díky nastavitelné velikosti tento sterilizátor Philips Avent 3 v 1 vždy dokonale odpovídá velikosti sterilizovaných předmětů a zaujme co nejmenší prostor v kuchyni. Funkce 3 v 1 přináší: 1) Sestavu malé velikosti pro sterilizaci šidítek 2) Sestavu střední velikosti pro sterilizaci odsávaček, talířů, nožů a vidliček pro batolata 3) Sestavu velké velikosti pro sterilizaci 6 dětských lahví

Přirozená sterilizace párou

Sterilizátor používá ke sterilizaci dětských lahví a jiných výrobků přirozenou páru, která zničí 99,9 % škodlivých bakterií bez použití chemikálií. Dokonalé řešení, které vám zaručí klid v duši, že všechny vaše dětské láhve a jiné výrobky jsou sterilní.

Vhodný pro všechny typy lahví



Provedení sterilizátoru umožňuje použít jej pro lahve s širokým i úzkým hrdlem a také pro různé odsávačky a příslušenství. Díky tomu si můžete vybrat lahve a příslušenství, které nejlépe vyhovují vám i vašemu dítěti. Plná kapacita sterilizátoru umožňuje sterilizovat až šest 330ml lahví Philips Avent.

Specifikace

Spotřeba

Napětí: 220 V (Elektrický parní sterilizátor 3 v 1)

Materiál

Odsávačka mateřského mléka: Bez BPA*,

Polypropylen

Lahev: Polypropylen, Bez BPA*

Co je součástí

Silikonový dudlík: 3 ks

Tělo odsávačky s rukojetí: 1 ks

Těsnicí víčko pro uchovávání mléka: 1 ks

Kleště: 1 ks

Lahev Natural 125 ml: 2 ks

Zaklapávací hygienická krytka: 3 ks

Mimořádně měkký dudlík s průtokem pro novorozence: 2 ks

Lahev Natural pro přirozené krmení 260 ml: 2 ks

Kartáč na lahve a dudlíky: 1 ks

Sterilizátor 3 v 1: 1 ks

Balení vzorků prsních vložek: 1 balení (2 ks)

Funkce

Žádné předklánění: Sezení v pohodlné poloze

Měkká masážní vložka: Jemná stimulace

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců

