

PHILIPS

AVENT

Manuel brystpumpe

med beholdere til modermælk

SCF290/20



Malk mere mælk ud. Hurtigt.

Forbedret effektivitet fra en manuel brystpumpe

Med en manuel brystpumpe har du fuld kontrol over sugestyrken og pumperytmen. Den unikke manuelle brystpumpe fra Philips Avent sikrer dig øget effektivitet: Det er klinisk dokumenteret, at den malker mere mælk ud end en elektrisk hospitalspumpe.

Klinisk dokumenteret effektivitet

- Patenterede massagepuder

Stimulerer og malker mælk ud

- Bløde massagepuder stimulerer et naturligt nedløb ligesom en baby

Fleksibel og transportabel

- Nem at samle og anvende

Vigtigste nyheder

Bløde massagepuder



De patenterede massagepuder i Philips Avent-brystpumpen bevæger sig ind og ud og efterligner derved babyens sutterytme, og det hjælper med at stimulere et hurtigt, naturligt nedløb.

Patenterede massagepuder



Fem bløde, bladformede massageenheder i Philips Avent-brystpumpen bevæger sig blidt ind og ud og arbejder aktivt sammen med vakuumpet for at efterligne din babys sutterytme.

Nem at samle og anvende



Lydløs og transportabel.

Specifikationer

Oprindelsesland

England

Hvad følger med

Flaskestativ/tragtdække: 2 stk.

Ekstra blød sut, designet til nyfødte: 1 stk.

Beholder til modermælk (125 ml): 2 stk.

Forsglingsdisk til opbevaring af mælk: 2 stk.

Rejsesæt med sut til nyfødt: 1 stk.

Reserve dele: 1 stk.

Manuel brystpumpe: 1 stk.

Udviklingsfaser

Fase: 0-6 måneder

