




Philips
InfraPhil-infrapunalamppu

150 W



HP3616

Lievittää lihaskipuja

Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Syvältä vaikuttava lämpö infrapunalampusta

Helppokäyttöinen

- Virtakytkin
- Säädettävä kallistuskulma

Lieventää lihaskipuja

- Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Helppo säilyttää

- Johdon säilytys

PHILIPS

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

- Säädettävä: 0 – 40 astetta (taaksepäin)
- Virtakytkin

Tekniset tiedot

- Lampun käyttöikä: 750 käyttökertaa (10 minuuttia/kerta)

Turvallisuus

- IEC-sertifioitu: IEC 60335:n mukainen

Helppo säilyttää

- Johdon säilytys

Tekniset tiedot

- Johdon pituus: 180 m
- Virta: 150 W
- Jännite: 220/230 tai 240/250 V V
- Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)
- Taajuus: 50 Hz
- Lamppujen tyyppi: PAR 38E, 150 W +

prismaattinen rengas keskitetympään hoitoon

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat: 22,0 x 13,0 x 18,5 (KxLxS) cm
- Laitteen paino: 1 kg
- Tukkipakkauksen mitat: 24,0 x 28,8 x 62,4 (K x L x S) cm
- Tuotepakkauksen paino: 1 kg
- Tukkipakkauksen paino: 6,4 kg
- Tuotepakkauksia/tukkipakkaus: 6 pcs
- Euro-lavan kpl-määrä: 192 pcs
- Tuotepakkauksen mitat: 22,5 x 14,0 x 20,4 (K x L x S) cm

Logistiset tiedot


- Alkuperämaa: Saksa
- CTV-koodi: 884361601000

Terveydenhuoltolaite

- Lääkintälaitedirektiivi: 2007/47/EY, MDD 93/42/ETY

Kohokohdat

Syvältä vaikuttava infrapunälämpö



Infrapunavalon on todistettu tehokkaasti lievittävän kipu- ja särkytiloja, joita kipeät lihakset ja jäykät nivelet aiheuttavat. Infrapunavalon tuottama miellyttävä lämpö tunkeutuu syvälle ihoon, vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmittää lihaksia. Kun kipu lihaksissa rauhoittuu, lihakset myös rentoutuvat. Lämpö pehmittää kudoksia, vähentää samalla jäykkyyttä ja lisää nivelten liikkuvuutta.

Säädettävä kallistuskulma

Infrapunalamppua voi helposti kääntää taaksepäin jopa 40 astetta.

Virtakytkin

Infrapunalamppuun takaosassa olevan helppokäyttöisen virtakytkimen ansiosta laitteen pistoketta ei tarvitse irrottaa pistorasiasta hoidon jälkeen.

Johdon säilytys



Infrapunalamppuun takaosassa on säilytyspaikka johdolle. Johto on helppo kietoa siihen laitteen säilytyksen ajaksi.

