




Philips
InfraCare Infrarotlampe

300 W

Behandlung einzelner
Körperzonen
Digitaler Timer



HP3631

Nachhaltige Schmerzlinderung

Infrarot-Wärme, die tief in das Gewebe eindringt

Philips InfraCare hilft bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Die 300 Watt starke Infrarotlampe ist äußerst wohltuend und ihre Wärme dringt tief in die Haut ein. Sie regt die Blutzirkulation an und lindert Schmerzen an bestimmten Körperzonen von bis zu 40 x 30 cm.

Easy to use

- Verstellbarer Winkel

Effective pain relief

- Tief eindringende Infrarotwärme

PHILIPS

Daten

Einfache Bedienung

- Höhenverstellbar: 0 - 40 Grad (nach hinten)
- Ein-/Ausschalter
- Soft-Touch-Griff: für einfaches Transportieren und Positionieren

Technische Daten

- Batterie: LR-54-Alkaline, 1,5 V (Betriebsdauer: 200 Behandlungen)

Sicherheit

- IEC-Zertifizierung: Entspricht IEC 60601 und 60335

Nachhaltige Schmerzlinderung

- Tief eindringende Wärme

Behandlung einzelner Körperzonen

- Anwendungsbereich: 40 x 30 cm
- Infrarot-Halogenlampe: 300 W

Behandlungssteuerung

- Digitaler Timer: mit akustischem Signal

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V

- Leistung: 300 W
- Kabellänge: 200 m
- Isolierung: Klasse II (doppelt isoliert)
- Frequenz: 50/60 Hz
- Lebensdauer der Lampen: 500 hr

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen: 20 x 30,9 x 17,2 (H x B x T) cm
- A-Box-Maße: 29 x 40,4 x 74,5 (H x B x T) cm
- Produktgewicht: 1,4 kg
- F-Box-Gewicht: 1,8 kg
- A-Box-Gewicht: 5,4 kg
- Anzahl der F-Boxen in der A-Box: 3 pcs
- Menge auf Euro-Palette: 60 pcs
- Produktmaße: 28 x 38,6 x 24,5 (H x B x T) cm

Logistische Daten

- CTV-Code: 884363101000
- Ursprungsland: Deutschland

Medizinisches Gerät

- Richtlinie für Medizinprodukte (MDD): 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

Besonderheiten

Verstellbarer Winkel



Die Infrarotlampe lässt sich problemlos um bis zu 40 Grad nach hinten neigen.

Tief eindringende Infrarotwärme



Infrarotlicht trägt erwiesenermaßen bedeutend zur Linderung von Muskelschmerzen und Beschwerden durch steife Gelenke bei. Die wohltuende Wärme des Infrarotlichts dringt tief in die Haut ein, regt die Blutzirkulation an und wärmt die Muskeln auf. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.



Ausstellungsdatum
2022-09-22

Version: 7.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com