

PHILIPS

AVENT

Komfortabel og elektrisk
enkeltbrystpumpe

Natural

Med 125 ml flaske



SCF332/01



Mere komfort, mere mælk

Brystpumpe med massagepude

Når du er afslappet, løber mælken nemmere til. Derfor har vi skabt vores mest behagelige brystpumpe til dato: Sid behageligt uden behov for at læne dig frem, og lad vores bløde massagepude stimulere mælketilstrømningen blidt.

Sid mere behageligt uden at skulle læne dig frem

- Mere behagelig stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

- Med vores Natural-flaske og -sut, så barnet får naturligt fat

Stimulerer mælketilstrømningen blidt

- Blød massagepude med varm fornemmelse

Andre fordele

- Intuitiv samling. Nem visuel sammensætning af dele
- Kompakt letvægts-design
- Kompatibel med andre Philips Avent madningsprodukter
- Nem rengøring takket være det lille antal adskilte dele
- Nem betjening med et tryk på en knap

Vælg den indstilling, der er mest behagelig for dig

- Har en blid stimuleringstilstand og 3 pumpeindstillinger

Vigtigste nyheder

Mere behagelig stilling



Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i flasken, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde mere behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i flasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk helt naturligt nemmere til.

Enkle indstillinger at vælge imellem

Når den er tændt, starter pumpen automatisk i blid stimuleringsstilstand for at få din mælk til at løbe. Vælg derefter mellem 3 pumpeindstillinger for at gøre mælketilstrømningen mest behagelig for dig.

Blød massagepude



Vores massagepude har fået en ny, blød og fløjsagtig struktur, der giver en varm fornemmelse på huden for komfortabel, skånsom stimulering af mælketilstrømningen. Puden er designet til forsigtigt at efterligne barnets sutterytm og hjælpe med at stimulere tilstrømningen.

Med vores Natural-sut



Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Kompakt design

Brystpumpen har et kompakt design, som gør det nemmere at holde og placere den på brystet. Den lille, lette basisenhed kan nemt placeres inden for behagelig rækkevidde for fuld kontrol under udmalkningen. For at gøre det ekstra praktisk i forbindelse med transport og opbevaring kan røret blot foldes rundt om basisenheden. Nem at bruge på farten med batterier.

Nem rengøring

Nem rengøring takket være det lille antal adskilte dele. Din mælk kommer aldrig i kontakt med slangerne og basisenheden. Alle dele tåler maskinopvask, med undtagelse af de elektriske dele.

Nem betjening

En elektrisk enkeltbrystpumpe er ideel til mødre, som udmalker ofte og sætter pris på at kunne udmalke uden besvær ved et tryk på en knap.

Intuitiv samling

Nem visuel sammensætning af dele for intuitiv samling.

Fuldt ud kompatibelt sortiment

Denne brystpumpe kan bruges i kombination med andre produkter til madning i Philips Avent sortimentet, herunder vores klassiske flasker og beholdere til modermælk. Philips Avent har også et udvalg af brystplejetilbehør, der hjælper dig til at amme i længere tid og med større komfort.

Specifikationer

Brystpumpe

Materiale: BPA-fri*

Design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Bred hals

Brystpumpe design: Kompakt design

Oprindelsesland

England

Materiale

Brystpumpe: Polypropylen, BPA-fri*

Flaske: Polypropylen, BPA-fri*

Sut: Silikone, BPA-fri*

Hvad følger med

Ekstra blød sut, designet til nyfødte: 1 stk.

Brystpudeprøvepakker: 2 (2 dagpuder og 2 nattepuder) stk.

Forseglingsdisk til opbevaring af mælk: 1 stk.

Natural-flaske 125 ml: 1 stk.

Pude i standardstørrelse: 1 stk.

Brystpumpens kabinet: 1 stk.

Basisenhed inkl. slanger: 1 stk.

Ekstra membran: 1 stk.

Brugerventlig

Brystpumpebrug: Intuitiv samling, Nem rengøring, Fuldt ud kompatibelt sortiment

Funktioner

Du behøver ikke læne dig frem: Sid i en behagelig stilling

Blød massagepude: Blid stimulering

Indstillinger: 3 udmalkningsindstillinger, 1 stimuleringsstilstand

Udviklingsfaser

Fase: 0-6 måneder

