

# PHILIPS

## AVENT

Большая массажная  
насадка

Для всех молокоотсосов серии  
Comfort



SCF167/01



## Оптимальный размер, максимальный комфорт

### Молокоотсос с широкой воронкой

Мягкая массажная насадка оснащена более широкой воронкой, которая подойдет кормящим мамам с большими сосками. Насадку можно использовать вместе с молокоотсосами Philips Avent серии Comfort. Чтобы понять, нужна ли вам насадка увеличенного размера, обратите внимание на изображения ниже.

#### Комфортное сцеживание

- Широкая воронка для удобства использования
- Подходит ко всем молокоотсосам серии Natural

#### Проверьте, подходит ли вам размер

- Правильное расположение: сосок удобно лежит в воронке насадки
- Выберите большой размер: сосок касается стенок воронки

## Особенности

### Большая насадка для молокоотсоса

Чтобы определить, нужна ли вам большая насадка, посмотрите на положение ваших сосков в воронке. Если соски касаются стенок или трутся об них, тогда вам следует использовать большую насадку для более комфортного сцеживания.

### Правильное облегание

Если сосок удобно лежит в воронке насадки, значит, вы используете массажную насадку правильного размера.

### Слишком маленький размер

Если сосок касается стенок воронки или трется об них, тогда вам следует выбрать большую насадку для молокоотсоса с более широкой воронкой для более комфортного сцеживания.

### Подходит ко всем молокоотсосам серии Natural

Мягкая массажная насадка увеличенного размера подходит для использования со всеми молокоотсосами Philips Avent Comfort серии Natural.

## Характеристики

### Насадка

**Материал:** силикон, Не содержит бисфенол-A\*

### Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

### Материал

**Не содержит бисфенол-A\***

### В комплект входят:

Насадка большого размера: 1 шт.

### Совместимость

Совместима с серией Natural

### Удобство использования

**Насадка:** Легко чистится, Можно мыть в посудомоечной машине

### Функции

**Мягкая массажная насадка:** Деликатная стимуляция

### Этапы взросления

**Этап:** Беременность, 0–6 месяцев

### Сменная деталь

**Подходит для::** SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

