

# PHILIPS

# AVENT

## Stor massagepude

Passer til alle  
komfortbrystpumper



SCF167/01



## Rette størrelse, maksimal komfort

### Brystpumpe med en bredere tragt

Denne bløde massagepude har en bredere tragt, der er specielt designet til mødre med større brystvorter. Den kan bruges sammen med Philips Avent-komfortbrystpumper. Se billederne nedenfor for at finde ud af, om du har brug for den større pude til brystpumpen.

#### **Behagelig udmalkning**

- Bredere tragt giver komfortabel pasform
- Passer til alle brystpumper i Natural-sortimentet

#### **Kontroller, at pasformen er korrekt**

- Rigtig pasform: Brystvorten ligger behageligt i pudens tragt
- Vælg stor størrelse: Brystvorten berører tragtens sider

## Vigtigste nyheder

### Stor brystpumpepude

Du kan finde ud af, om du har brug for den store brystpumpepude ved at se, om din brystvorte passer behageligt til pudens tragt. Hvis din brystvorte rører siderne i pudens tragt, skal du vælge den store brystpumpepude for at sikre en mere behagelig oplevelse med udmalkning.

### Korrekt pasform

Hvis brystvorten sidder behageligt i pudens tragt, bruger du den korrekte størrelse massagepude.

### For lille

Hvis din brystvorte rører siderne i pudens tragt, skal du vælge den store brystpumpepude med en bredere tragt for at sikre en mere behagelig oplevelse med udmalkning.

### Passer til alle Natural-brystpumper

Den store bløde massagepude passer til alle Philips Avent-komfortbrystpumper i Natural-sortimentet.

## Specifikationer

### Pude

**Materiale:** Silikone, BPA-fri\*

### Oprindelsesland

England

### Materiale

BPA-fri\*

### Hvad følger med

Stor størrelse pude: 1 stk.

### Kompatibilitet

Passer til Natural-sortimentet

### Brugervenlig

Pude: Nem at rengøre, Tåler opvaskemaskine

### Funktioner

Blød massagepude: Blid stimulering

### Udviklingsfaser

Fase: Graviditet, 0-6 måneder

### Reservedel

Passer til produkttyperne:: SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

