




Philips
InfraPhil infrarød lampe

150 W



HP3616

Lindrer muskelsmerter

Dyb, fokuseret infrarød varme

Dyb, fokuseret varme fra infrarød lampe

Nem at anvende

- On/off-knap (tænd/sluk)
- Justérbar vinkel

Lindrer muskelsmerter

- Dyb, gennemtrængende infrarød varme

Nem at opbevare

- Ledningsopbevaring

PHILIPS

Specifikationer

Nem at anvende

- Justérbar: 0 - 40° (bagud)
- On/off-knap (tænd/sluk)

Tekniske specifikationer

- Pærens levetid: 750 behandlinger á 10 minutter

Sikkerhed

- IEC-certificeret: Overholder IEC 60335

Nem opbevaring

- Ledningsopbevaring

Tekniske specifikationer

- Spænding: 220/230 eller 240/250 V V
- Ledningslængde: 180 m
- Strøm: 150 W
- Frekvens: 50 Hz
- Isolering: Klasse II (dobbel isoleret)
- Pærtype: PAR 38E, 150 W + prismatiske ringe for

mere fokus

Vægt og mål

- Produktvægt: 1 kg
- Produktmål: 22,0 x 13,0 x 18,5 (H x L x B) cm
- A-boksens mål: 24,0 x 28,8 x 62,4 (H x L x B) cm
- Vægt: F-box: 1 kg
- Vægt: A-box: 6,4 kg
- Antal F-bokse pr. A-boks: 6 pcs
- Antal på Euro-palle: 192 pcs
- F-boksens mål: 22,5 x 14,0 x 20,4 (H x L x B) cm

Logistiske data

- CTV-kode: 884361601000
- Oprindelsesland: Tyskland

Medicinsk apparat

- Medical Device Directive: 2007/47/EF, MDD 93/42/EU

HP3616/01

Vigtigste nyheder

Dyb, gennemtrængende infrarød varme



Infrarødt lys har vist sig effektivt til at lindre smerter forårsaget af muskelsmerter og stive led. Den komfortable varme, som det infrarøde lys skaber, trænger dybt ind i din hud, stimulerer blodcirkulationen og varmer dine muskler. Efterhånden som dine muskler lindres, løsner de sig automatisk op og afslappes. Fordi det gør vævet mere smidigt, reducerer varmen også stivheden og gør leddene mere fleksible.

Justérbar vinkel

Den infrarøde lampe kan nemt vippe op til 40° bagud.

On/off-knap (tænd/sluk)

Nem tilgængelig on-/off-kontakt på bagsiden af den infrarøde lampe, så du ikke behøver at tage den ud af stikkontakten efter brug.

Ledningsopbevaring



Den infrarøde lampe har en ledningsholder på bagsiden. Du behøver blot at sno ledningen rundt om den for nem opbevaring.



Udgivelsesdato
2022-06-21

Version: 7.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com