

PHILIPS

AVENT

Elektronische
Doppel-Milchpumpe

SCF294/02



Für maximalen Komfort

Von der Natur inspiriert

Unsere einzigartige Pumpe überträgt Ihnen die Kontrolle, indem sie mit einem elektronischen Gedächtnis konzipiert wurde, das sich Ihren persönlichen Pumpstil merkt und fortführt.

Vorteile und Produktmerkmale:

- Superbequem und effizient
- Steuern per Knopfdruck
- Individuelles, stufenloses Pumpen – keine Voreinstellungen.
- Leise, mühelos und tragbar
- Mehr Muttermilch in kürzerer Zeit

Stimulieren und Abpumpen

- Vakuum ahmt Babys Saugen nach – für einen gleichmäßigen Milchfluss
- Weiche Massagekissen regen den natürlichen Milchspendereflex an.

Besonderheiten

Weiche Massagekissen



Patentierte Massagekissen der Philips Avent Milchpumpe ahmen das Saugen des Babys nach und sorgen so für einen schnellen, natürlichen Milchspendereflex.

Sanftes Vakuum

Das sanfte Saugvakuum ahmt das Saugen eines Babys nach, um mit weniger Pumpaufwand einen gleichmäßigen Milchfluss zu erzielen.

Patentiertes ISIS-Massagekissen



Fünf weiche, blütenförmige Massagepolster bewegen sich sanft auf und ab und bewirken zusammen mit dem zuverlässigen Saugvakuum einen schnellen und natürlichen Milchfluss.

Mehr Muttermilch in kürzerer Zeit



Wie die Erfahrung gezeigt hat, kann das beidseitige Abpumpen zu einer Steigerung der Milchproduktion führen. Die elektronische

Doppel-Milchpumpe ist die einzige Milchpumpe, die für beide Pumpen dasselbe Vakuum und denselben Rhythmus beibehält und so für eine effiziente Nutzung sorgt.

Stufenlos anpassbare Steuerung

Genießen Sie die absolute Kontrolle über Geschwindigkeit, Vakuum und Stillmuster. Sie können mit dieser Pumpe sogar den Saugrhythmus Ihres Babys nachahmen.

Intuitive Steuerung



Die Pumpe kann auf Knopfdruck und ohne Absetzen direkt an der Brust programmiert werden. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Anpassungen sofort, intuitiv und in Reichweite vornehmen können.

Leise, mühelos und tragbar



Leise, mühelos und tragbar

Daten

Entwicklungsstufen

Stufe: 0 bis 6 Monate

Ursprungsland

England

Leistung

Voltage: 100 bis 240 V

Lieferumfang

Standfuß/Pumpenabdeckung: 4 pcs
Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs
Muttermilchbehälter (125 ml): 2 pcs
Sealing disc for milk storage: 2 pcs
Saugersets für Neugeborene für unterwegs: 2 pcs
Coolpack: 4 pcs
Ersatzteile: 1 pcs
Muttermilchbehälter (260 ml): 2 pcs

Lieferumfang

Elektronische Doppel-Milchpumpe: 1 pcs
Einzelteile zum Gebrauch der ISIS als Handmilchpumpe: 1
Reisetasche aus Mikrofaser: 1 pcs
Thinsulate™ Halterung: 2 pcs

