




Philips
InfraCare-infrapunalamppu

200 W

Pienen alueen keskitetty
hoitokäsittely



HP3621

Tehokas kivunlievitys

Syvälle vaikuttava infrapunalämpö

Syvälle vaikuttava lämpö infrapunalampusta

Tehokas kivunlievitys

- Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

PHILIPS

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

- Säädettävä: 0 – 40 astetta (taaksepäin)
- Virtakytkin
- Pehmeä kädensija: helppoon kuljettamiseen ja sijoittamiseen

Kohdennettu hoito

- Hoitoalue: 20 x 30 cm
- Infrapunalalgeenilamppu: 200 W

Turvallisuus

- IEC-sertifioitu: IEC 60601:n ja 60335:n mukainen

Tehokas kivunlievitys

- Syvälle tunkeutuva lämpö

Tekniset tiedot

- Johdon pituus: 200 m
- Virta: 200 W
- Jännite: 110 tai 220-230 V
- Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)

- Taajuus: 50/60 Hz
- Lamppujen käyttöikä: 500 hr

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat: 20 x 30,9 x 17,2 (L x K x S) cm
- Laitteen paino: 1,2 kg
- Tukkupakkauksen mitat: 29 x 40,4 x 74,5 (L x K x S) cm
- Tuotepakkauksen paino: 1,6 kg
- Tukkupakkauksen paino: 4,8 kg
- Tuotepakkauksia/tukkupakkaus: 3 pcs
- Euro-lavan kpl-määrä: 60 pcs
- Tuotepakkauksen mitat: 28 x 38,6 x 24,5 (L x K x S) cm

Logistiset tiedot


- Alkuperämaa: Saksa
- CTV-koodi: 884362101000

Terveydenhuoltolaite

- Lääkintälaitedirektiivi: 2007/47/EY, MDD 93/42/ETY

Kohokohdat

Syvältä vaikuttava infrapunalämpö



Infrapunalalon on todistettu tehokkaasti lievittävän kipu- ja särkytiloja, joita kipeät lihakset ja jäykät nivelet aiheuttavat. Infrapunalalon tuottama miellyttävä lämpö tunkeutuu syvälle ihoon, vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmittää lihaksia. Kun kipu lihaksissa rauhoittuu, lihakset myös rentoutuvat. Lämpö pehmittää kudoksia, vähentää samalla jäykkyyttä ja lisää nivelten liikkuvuutta.

