

# PHILIPS

## AVENT

### Handmilchpumpe

mit VIA Aufbewahrungssystem

SCF290/12



## Mehr abpumpen. Einfach aufbewahren.

### Einfaches Abpumpen, Aufbewahren und Füttern

Mit einer Handmilchpumpe können Sie die Saugleistung und den Pumprhythmus perfekt regulieren. Die einzigartige, klinisch getestete Philips Avent Handmilchpumpe lässt Sie dabei weitaus mehr Milch abpumpen als mit einer elektrischen Krankenhauspumpe.

#### **Vorteile und Produktmerkmale:**

- In nur einem Schritt abpumpen und aufbewahren
- Klinisch erwiesen

#### **Hervorragende Resultate**

- Patentiertes ISIS-Massagekissen

#### **Stimulieren und Abpumpen**

- Weiche Massagekissen regen den natürlichen Milchspendereflex an.

#### **Mit allen Philips Avent Milchpumpen und Saugern kombinierbar**

- Verwenden Sie den Adapter zum Abpumpen und Stillen

#### **Für sicheres Aufbewahren und Transportieren**

- Auslaufsicheres Schraubsystem

# Besonderheiten

## In nur einem Schritt abpumpen und aufbewahren



VIA ist ein vielseitiges, platzsparendes Aufbewahrungssystem, das mit Ihrem Baby wächst. Sie können mit demselben Becher Muttermilch abpumpen, aufbewahren und Ihr Baby damit füttern.

## Weiche Massagekissen



Patentierter Massagekissen der Philips Avent Milchpumpe ahmen das Saugen des Babys nach und sorgen so für einen schnellen, natürlichen Milchspendereflex.

## Auslaufsicheres Schraubsystem



Für sicheres Aufbewahren und Transportieren

## Adapter zum Abpumpen und Stillen



Mithilfe des Adapters können Sie direkt in den Becher abpumpen, in dem Sie die Milch aufbewahren und aus dem Sie später füttern.

## Klinisch erwiesen



Höhere Abpumpleistung als bei elektrischen Doppel-Milchpumpe in Krankenhäusern in klinischen Tests nachgewiesen\*

## Patentiertes ISIS-Massagekissen



Während Sie pumpen, bewegen sich die fünf weichen, blütenförmigen Massagepolster der Philips Avent Milchpumpe sanft auf und ab und ahmen im Zusammenspiel mit dem Vakuum das Saugen Ihres Babys nach.

# Daten

## Entwicklungsstufen

Stufe: 0 bis 6 Monate

## Ursprungsland

England

## Lieferumfang

Milk storage cup lid: 5 pcs

Milk storage cup adaptor: 2 pcs

Extra-weiche Sauger für Neugeborene: 2 pcs

Saugersets für Neugeborene für unterwegs:  
2 pcs

Ersatzteile: 1 pcs

Vorsterilisierter VIA Mehrwegbecher

(180 ml): 5 pcs

Handmilchpumpe: 1 pcs