

PHILIPS

AVENT

Velká masážní vločka

Kompatibilní se všemi
odsávacími



SCF167/01



Správná velikost, maximální pohodlí

Odsávačka se širším kloboučkem

Tato měkká masážní vložka má širší otvor, který je speciálně navržen pro maminky s většími bradavkami. Lze ji použít s odsávacími mateřského mléka řady Philips Avent Comfort. Následující obrázek vám napoví, zda potřebujete vložku s větším otvorem.

Pohodlné odsávání

- Širší otvor pro pohodlnější usazení
- Kompatibilní s kompletní řadou odsávacích Natural

Podívejte se, jaká velikost je pro vás optimální

- Správné usazení: Bradavka je pohodlně umístěna v otvoru vložky
- Zvolte větší velikost: Bradavka se dotýká stěn vložky

Přednosti

Velká masážní vložka pro odsávačku

Jestli potřebujete velkou masážní vložku pro odsávačku, zjistíte podle toho, zda vaše bradavka pohodlně pasuje do otvoru vložky. Pokud se bradavka dotýká otvoru masážní vložky nebo tře o její stěny, zvolte velkou masážní vložku odsávačky, aby pro vás bylo odsávání mléka příjemnější.

Správné nasazení

Pokud je bradavka pohodlně umístěna v otvoru vložky, používáte správnou velikost masážní vložky.

Příliš malá velikost

Pokud se bradavka dotýká stěn otvoru vložky nebo o ně tře, měly byste volit velkou masážní vložku pro odsávačku s širším otvorem pro příjemnější odsávání.

Kompatibilní se všemi odsávačkami Natural

Velká masážní vložka je kompatibilní se všemi odsávačkami Philips Avent Comfort řady Natural.

Specifikace

Masážní vložka

Materiál: Silikon, Bez BPA*

Země původu

Anglie

Materiál

Bez BPA*

Co je součástí

Velká masážní vložka: 1 ks

Kompatibilita

Kompatibilní s řadou Natural

Snadné použití

Masážní vložka: Snadné čištění, Lze mýt v myčce

Funkce

Měkká masážní vložka: Jemná stimulace

Stupně vývoje

Fáze: Těhotenství, 0–6 měsíců

Vyměnitelná část

Vhodné pro typy produktů:: SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

