

PHILIPS

AVENT

Manuaalinen
rintapumppu

ja rintamaidon säilytysastiat

SCF290/20



Purista enemmän. Nopeasti.

Manuaalinen rintapumppu on entistä tehokkaampi

Manuaalisella rintapumpulla voit itse säätää imutehoa ja pumppaustahtia. Ainutlaatuisen manuaalisen Philips Avent -rintapumpun on kliinisissä tutkimuksissa todettu lypsävän enemmän maitoa kuin sairaaloiden sähköpumppujen.

Kliinisesti todistettu tehokkaaksi

- Patentoitu hierontatyyny

Stimuloi ja paina

- Pehmeät hierontatyyny edistävät maidontuloa

Joustava ja kannettava

- Helppo asentaa ja käyttää

Kohokohdat

Pehmeät hierontatyyny



Philips Avent -rintapumpun patentoidut hierontatyynyt taipuvat sisään ja ulos, mikä muistuttaa lapsen imemistä ja edistää maidontuloa.

Patentoitu hierontatyyny



Philips Avent -rintapumpun viisi pehmeää hierontatyynyä kääntyvät pumppauksen aikana sisään ja ulos ja edistävät luonnollista maidontuloa yhdessä imutoiminnon kanssa.

Helppo asentaa ja käyttää



Hiljainen ja helppo kuljettaa.

Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Englanti

Sisältö

Erittäin pehmeä vastasyntyneen tutti: 1 kpl

Bottle stand/funnel cover: 2 kpl

Rintamaidon säilytysastia (125 ml): 2 kpl

Tiivistelevy maidon säilytykseen: 2 kpl

Vastasyntyneen matkatuttipakkaus: 1 kpl

Varaosat: 1 kpl

Manuaalinen rintapumppu: 1 kpl

Kehitysvaiheet

Vaihe: 0–6 kuukautta

