




Philips
InfraCare infrarød lampe

200 W
Fokuseret behandlingsområde



HP3621

Effektiv smertelindring

Dyb, gennemtrængende infrarød varme

Dyb, gennemtrængende varme fra infrarød lampe

Effektiv smertelindring

- Dyb, gennemtrængende infrarød varme

PHILIPS

Specifikationer

Nem at anvende

- Justérbar: 0 - 40° (bagud)
- On/off-knap (tænd/sluk)
- Soft-touch-håndtag: til nem transport og placering

Fokuseret behandling

- Infrarød halogenlampe: 200 W
- Behandlingsområde: 20 x 30 cm

Sikkerhed

- IEC-certificeret: Overholder IEC 60601 og 60335

Effektiv smertelindring

- Dyb gennemtrængende varme

Tekniske specifikationer

- Spænding: 110 eller 220-230 V
- Ledningslængde: 200 m
- Strøm: 200 W
- Frekvens: 50/60 Hz

- Isolering: Klasse II (dobbelt isoleret)
- Pærers levetid: 500 hr

Vægt og mål

- Produktmål: 20 x 30,9 x 17,2 (L x H x B) cm
- Produktvægt: 1,2 kg
- A-boksens mål: 29 x 40,4 x 74,5 (L x H x B) cm
- Vægt: F-box: 1,6 kg
- Vægt: A-box: 4,8 kg
- Antal på Euro-palle: 60 pcs
- Antal F-bokse pr. A-boks: 3 pcs
- F-boksens mål: 28 x 38,6 x 24,5 (L x H x B) cm

Logistiske data

- CTV-kode: 884362101000
- Oprindelsesland: Tyskland

Medicinsk apparat

- Medical Device Directive: 2007/47/EF, MDD 93/42/EU

Vigtigste nyheder

Dyb, gennemtrængende infrarød varme



Infrarødt lys har vist sig effektivt til at lindre smerter forårsaget af muskelsmerter og stive led. Den komfortable varme, som det infrarøde lys skaber, trænger dybt ind i din hud, stimulerer blodcirkulationen og varmer dine muskler. Efterhånden som dine muskler lindres, løsner de sig automatisk op og afslappes. Fordi det gør vævet mere smidigt, reducerer varmen også stivheden og gør leddene mere fleksible.



Udgivelsesdato
2023-01-31

Version: 8.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com