

# PHILIPS



## Lampe infrarouge InfraCare

650 W

Traitement sur la moitié du  
corps

63,5 cm de haut

HP3641

## Contribue à soulager efficacement les douleurs

### Chaleur infrarouge pénétrant en profondeur

Philips InfraCare vous aide à soulager efficacement les douleurs musculaires et articulaires. Sa chaleur infrarouge de 650 W est très agréable et pénètre votre peau, stimulant la circulation sanguine et aidant à soulager ainsi les zones de 60 x 40 cm traitées (soit la moitié du corps).

#### **Easy to use**

- Angle rotatif réglable

#### **Effective pain relief**

- Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

#### **Half-body treatment**

- Lampe halogène infrarouge de 650 W

## Points forts

### Lampe halogène infrarouge de 650 W



Philips InfraCare HP 3643 contribue à soulager efficacement les douleurs sur des zones d'environ 60 x 40 cm, telles que le dos entier, les deux épaules et le cou, ou encore les cuisses. InfraCare repose sur une technologie innovante de lampe halogène infrarouge. Les éléments optiques, le filtre et la lampe halogène puissante de 650 W ont été conçus pour fournir un soulagement sur la moitié du corps (60 x 40 cm) et une chaleur beaucoup plus agréable qu'une lampe classique, la chaleur étant mieux répartie sur la zone à soulager.

### Angle rotatif réglable

Grâce à sa grande flexibilité, InfraCare HP3643 contribue à soulager les douleurs sur la moitié du corps ainsi que pour différentes positions (par exemple, allongé sur un lit ou un canapé).

Réglable en hauteur, la lampe peut être placée de manière à offrir un traitement optimal de la zone, et ce, en la déplaçant verticalement ou horizontalement (gauche/droite 90 degrés) et en l'inclinant vers le haut ou vers le bas (45 degrés).

### Chaleur infrarouge profonde et pénétrante



La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.

## Caractéristiques

### Facile à utiliser

**2 poignées:** pour un transport et une installation faciles

**Bouton marche/arrêt**

**Hauteur extensible:** 45-80 cm

**Réglage aisé de la lampe (gauche/droite):** 90

**Réglage aisé de la lampe (haut/bas):** 45

### Sécurité

**Certifié IEC:** Conforme aux normes IEC 60601 et 60335

### Traitement sur la moitié du corps

**Zone de traitement:** 60 x 40 cm

**Lampe halogène infrarouge:** 650 W

### Contribue à soulager efficacement les douleurs

**Chaleur pénétrante**

### Contrôle de traitement

**Minuteur numérique:** avec arrêt automatique

**Variateur avec trois paramètres de chaleur**

**Fonction Pause**

### Spécificités techniques

**Longueur du cordon:** 300 m

**Tension:** 230 V

**Alimentation:** 650 W

**Fréquence:** 50/60 Hz

**Isolation:** Classe II (double isolation)

**Durée de vie des lampes:** 500 hr

### Poids et dimensions

**Poids du produit:** 5,5 kg

**Dimensions du produit:** 29,0 x 63,5 x 29,0 (l x H x P) cm

**Qté sur europalette:** 18 pcs

**Dimensions de l'unité de vente (= unité d'emballage):** 33,9 x 80,0 x 36,5 (l x H x P) cm

**Poids de l'unité de vente (= unité d'emballage):** 6,5 kg

**Poids de l'unité de vente (= unité d'emballage):** 6,5 kg

### Informations logistiques

**Pays d'origine:** Allemagne

**Code CTV:** 884364101000

### Facile à utiliser

**Interface utilisateur numérique:** pour des informations sur la durée et sur l'intensité de la chaleur

### Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

**Directive sur les dispositifs médicaux:**

2007/47/CE, MDD 93/42/CEE

