

PHILIPS

AVENT

Höyrysterilointi
mikroaaltouunissa

SCF271/07



Huippunopea ja näppärä

Steriloi 6 tuttipulloa 2 minuutissa

Keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta mikroaaltouunikäyttöinen Philips Avent SCF271/07 -sterilointilaitte on kätevä kaikkialla. Sisältö pysyy steriilinä jopa 24 tunnin ajan, jos kansi on kiinni.

Edut ja ominaisuudet:

- Tehokasta sterilointia
- Huippunopea, helppo käyttää
- Kätevä kotona ja matkoilla
- Suuri tilavuus
- Turvallinen, helppo käsitellä
- Pienikokoinen ja kevyt

Kohokohdat

Huippunopea, helppo käyttää



Lisää vain vesi, steriloitavat astiat ja aseta mikroaaltouuniin 2 minuutiksi 1100-1850 watin, 4 minuutiksi 850-1000 watin tai 6 minuutiksi 500-850 watin teholla.

Pienikokoinen ja kevyt



Sopii useimpiin mikroaaltouuneihin. Kätevä matkoilla.

Kätevä kotona ja matkoilla



Kätevä kotona ja matkoilla

Suuri tilavuus



Laitteeseen mahtuu jopa kuusi 260 ml:n Avent-tuttipulloa tai kaksi Philips Avent -rintapumpua ja kaksi Avent-tuttipulloa.

Turvallinen, helppo käsitellä



Pidikkeet sulkevat kannen tiiviisti ja viileänä pysyvät sivupidikkeet helpottavat käsittelyä.

Tehokasta sterilointia



Laitteen toiminta perustuu sairaalatekniikkaan: kuuma höyry tuhoaa haitalliset bakteerit.

Tekniset tiedot

Kehitysvaiheet

Vaihe: 0-6 kuukautta

Alkuperämaa

England

Paino ja mitat

Dimensions: 166 (K), 280 (L), 280 (P) mm

Weight: 740 g

Sisältö

Microwave steam sterilizer: 1 pcs

Tongs: 1 pcs

