

PHILIPS

Lampe infrarouge

HP3614



Points forts

Philips, expert en lumière

Philips est l'une des entreprises leaders dans le domaine de l'éclairage, avec plus de 100 ans d'expérience. Philips a déjà vendu plus de 15 millions de lampes infrarouges dans le monde.

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Cord length: 1,6 m
Voltage: 220/230 V
Power: 100 W
Frequency: 50 Hz

Facile à utiliser

Différents réglages possibles: 0-40 degrés
(vers l'arrière)

Poids et dimensions

Product weight: 0,5 kg
Product dimensions: 20,0 x 12,0 x 16,0
(H x L x P) cm

Poids et dimensions

Dimensions de l'unité d'emballage:
22,4 x 26,2 x 58,8 (H x L x P) cm
Poids de l'emballage F-box: 1 kg
Poids de l'unité d'emballage: 3,1 kg
No. of F-boxes in A-box: 6 pcs
Qté sur europalette: 288 pcs
Dimensions de l'unité de vente:
21,1 x 12,6 x 19,2 (H x L x P) cm

Spécificités techniques

Insulation: Classe II (double isolation)
Type de lampes: R95, 100 W
Lifetime of lamp: 750 séances de 10 minutes

Sécurité

IEC certified: Conforme à la norme IEC 60335

Informations logistiques

Country of origin: Allemagne

Informations logistiques

Code CTV: 884361401000

Rangement facile

Range-cordon

